

# 兽药残留检测仪 LB-SP-JC

产品名称	兽药残留检测仪 LB-SP-JC
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	9652.00/台
规格参数	外接电源:DC12V /2A 额定功率:8W 重复性:CV 5%
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

## 产品详情

### 产品用途：

该兽药残留检测仪适用于猪、鸡、鸭、羊、牛、牛奶等畜禽产品中兽药残留、有毒有害物质和抗生素残留的检测可广泛应用于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所、农业部门、畜牧兽医、养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业、检验检疫部门等单位使用。

### 应用范围：

兽药残留检测仪可现场快速检测盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、恩诺沙星、氯霉素、链霉素、三聚氰胺、庆大霉素、磺胺类、喹诺酮类、呋喃类、四环素类、阿莫西林、孔雀石绿、黄曲霉毒素(B1, B2, G1, G2, M1, M2)、疾病诊断、环丙沙星、红霉素、土霉素、喹乙醇、己烯雌酚等。

### 产品性能：

- 1、 安卓智能操作系统，采用更加高效和人性化操作，仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能，快速上传数据。
- 2、 智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能。

- 3、新一代高速热敏打印机，检测完成可自动打印检测报告和二维码。
- 4、仪器带有监管平台，数据可局域网和互联网数据上传，检测结果直接传至食品安全监管平台。进行区域食品安全监管及大数据分析处理与数据统计，检测区域食品安全长短期动态，达到食品安全问题预估、预警
- 5、一体化主机,包含食品安全检测模块、多通道农药残留检测模块、胶体金免疫层析检测模块。
- 6、一体化便携式快检设备，满足现场及流动检测使用需求，能够在同一软件下实现所有检测项目的检测，并可通过同一窗口直观显示检测结果。
- 7、胶体金模块检测方式：轨道式自动传输扫描，检测完成后自动退出检测卡。
- 8、仪器内置摄像头拍照，可显示金标卡实时图像，系统自动分析并呈现出CT曲线图，CT线自动识别，无需手动调整。
- 9、仪器具有品类多种类样品菜单库，可灵活选择检测样品，不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。
- 10、样品处理简单省力，整体操作快速、安全、便捷。
- 11、高灵敏度，高检测精度，高重复性精度，扫描式高精度光学传感器。
- 12、内置强大的数据库，可在仪器上直接选择样品名称、检测指标、送检单位等信息，也可在仪器上直接编辑录入样品名称、检测指标、送检单位等信息并保存进样品数据库。
- 13、仪器具有自身保护功能，可设置用户名及密码，防止非工作人员操作等。
- 14、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
- 15、结果判定线可修改，对照值标定值可保存，断电不丢失数据。
- 16、兼容市场上所有的胶体金卡，使用耗材不受限制，极大增强用户使用体验。

#### 主要参数：

- 1、主控芯片采用ARM Cortex-A7，4核处理器，主频1.88Ghz，运转速度更快速，稳定性更强。
- 2、显示方式：7英寸液晶触摸屏显示，分辨率：1280\*600，人性化中文操作界面，读数直观、简单。

- 3、交直流两用，直流12V供电，可连接车载电源，可配6ah大容量充电锂电池，方便户外流动测试。
- 4、单波长冷光源，每个通道均配置410、520、590、630nm波长光源，标配先进的光路切换装置，专利光路切换功能可实现多64波长，并且所有检测项目可实现所有通道同时检测。
- 5、光源亮度自动调节与校准
- 6、智能恒流稳压，光强自动校准，长时间连续工作光源无温漂现象。。
- 7、内置新国家限量标准，与所测结果进行现场比对，并持续更新标准。
- 8、不间断进样，连续检测
- 9、样本编号自动累加。
- 10、检测项目可扩充。
- 11、检测结果可批量打印，批量上传。
- 12、检测结果为Excel表格，连接电脑即可拷贝。
- 13、检测结果存储容量20万条
- 14、标准USB接口，免驱动安装，另配网线接口。
- 16、固件可升级
- 17、基本参数

外接电源：DC12V /2A

额定功率：8W

重复性：CV 5%

稳定性：CV 5%

灵敏度：0.01(OD)

检测响应时间：< 5s

发货配件：

50ml离心管5根

10ml离心管5根

电子秤1个

5ml移液枪1把

镊子1个

刀子1把

5ml移液枪头5个

菜板1个