

骨科冷敷机-物理降温仪

产品名称	骨科冷敷机-物理降温仪
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

型号:HW1600。

1)局部血管收缩，抑制血液循环，减少伤后出血；

3)冷刺激抑制神经传导，可提高痛阈，简单来说就是减轻疼痛程度。

1.一次性化学冰袋：需外出购买，一次性不能重复使用。虽然方便，但温度持续时间短，多次使用成本不低，仅适用于应急使用。

3.冰水混合物：生产方便，成本低。家里有冰箱可以自己做。通常，冰和水按1:1的比例混合在塑料袋中，直接涂抹在皮肤表面。由于温度稳定在0摄氏度，不会对组织造成损害，因此可以安全使用。一般情况下，每次冰敷15-20分钟，每天几次。这样，低温可以尽快传递到深层组织，效果持续时间长。因此，不建议使用。缺点是使用时间现在制定，使用不方便，无法达到快速使用效果。错过良好的冷敷时间。

脉动加压冰敷仪采用自动半导体温自动脉动加压技术，通过模块化设计，可准确、快速地控制和设置温度，同时加压促进血液循环，结合温度传导快、保温舒适、生物相容性TPU聚氨酯水囊冷敷不同部位，为不同人群，达到绿色安全治疗和康复的目的。

color:#fffff; “ = ” “ style= “ word-break:break-all ; font-family: “ microsoftyahei ” , verdana , arial ; text-size-a
djust:none ; margin-top : 0px ; margin-bottom : 0px ; padding : 0px ; list-style : none ; white-space : normal
; background-color : rgb (255 , 255 , 255) ; “ >综上所述，冰敷仪（冷敷仪）是使用方便、效果好的。

建议广泛使用。注意，在使用冰敷仪器的过程中，冰敷通常为15-20分钟，时间不长也不短，这次只是温度传递到组织位置，冰敷时间过长会导致血管反射扩张，但失去了部分冰敷的初衷，毕竟，冰敷是抑制组织代谢的循环，时间过长不利于炎症的自我治疗，所以冰敷必须在合理的框架内实施。