

OHAUS美国奥豪斯 Starter 5000i台式离子计

产品名称	OHAUS美国奥豪斯 Starter 5000i台式离子计
公司名称	北京赛百奥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区亮甲店130号华玉大厦505
联系电话	010-51282213 13601128645

产品详情

Starter 5000i台式离子计

触摸彩屏 直观智能

奥豪斯最新推出的DT级别的实验室离子计 集彩色触摸屏、液晶显示屏、更多常用信息、检测、查测、便捷、含

产品特点：

。多种便捷与测量模式，校准提醒为多种终点测定模式，本仪表提供了众多强大的功能，如大容量存储容量一次即可清晰显示所有校准、测量和校准相关的重要信息都清晰的显示在4.3寸的彩色大液晶屏上。创新的独立电极架设计操作更顺畅。透明保护罩能让仪表适应更苛刻的实验室环境；

设置便捷，功能强大

数据存储容量大，可存储多达1000条测量数据。同时能存储10根电极的zui后一次校准数据。

测量数据可手动存储，也可自动存储。

m支持pX、mV、mol/L、mmol/L、g/L、mg/L的多种分辨率显示与测量。从0.1pX到0.001pX，1mV到0.01等多种离子类型，另外可自定义离子类型。NH₃、F⁻、Cl⁻、NO₃⁻、CN⁻、Ca²⁺、Cu²⁺、Pb²⁺、S²⁻

四种离子测量模式可选：直接测量、样品增量法、已知增量法和Gran法。

3组预设pH缓冲液组；自动识别缓冲液，可进行1-5点校准。

10根电极命名以及10种配置方法，方便用户设定各种方法参数。可设置时间校准提醒。

三种读数终点模式：自动、手动、时间终点。

GLP模式可避免忘记输入样品名，用户名等重要信息。还可设置 电极名称以满足复杂测量需要。

显示清晰，操作直观

4.3寸彩色触摸屏，让显示更清晰、内容更丰富。

所有与测量/校准相关的重要信息都可显示在屏幕上，随时可见。

在主界面上，可点击“配置方法”或“预设电极”，查看详细信息。

)” 图标快速返回设置界面并点按设置操作名(也可在任意界面点击“主显示界面()”、“日期(

坚固耐用，创新设计

仪表为IP54防水防尘设计，保证更长使用寿命，而且更加易于清洁。

透明保护罩为仪表标配，提供额外保护。

独立电极支架摆放位置灵活，电极放置位置高度易于调节。

USB接口可将数据导入U盘，或经RS232接口打印输出。

ST5000i卓越性能 4种测量方法 存储1000条测量数据 4种离子类型，存储10根电极zui后一次校准数据，10根电
类似手机、平板操作的彩色触摸屏、简单易学的操作体验

4种测量方法 传输数据 插点的离子校准。可显示g/L, mg/L, mol/L, mmol/L单位。可通过RS232和

技术参数：

订货信息/订货号/标准配置：

实验室离子计ST5000i /B 订货号：30282076

ST5000i主机仪表

透明仪表保护罩

4G U盘

9VDC 电源

独立电极支架

实验室离子计ST5000i /F 订货号：30282077

ST5000i /B配置内容

复合氟离子电极

125ml的0.1M氟离子标准溶液和125ml的ISA(离子强度调节剂)

溶液：

电极和选件：

更多产品资料及其它生命科学仪器相关设备请登录赛百奥科技www.cbio21.com查询