

## 可重复用的聚砜47mm 瓶顶过滤器

产品名称	可重复用的聚砜47mm 瓶顶过滤器
公司名称	北京赛百奥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区亮甲店130号华玉大厦505
联系电话	010-51282213 13601128645

## 产品详情

### Nalgene 可重复用的聚砜瓶顶47mm过滤器

不仅能实现瓶顶过滤器的便利性，还能通过可重复利用的瓶顶过滤器节约成本。无细胞毒素的 Thermo Scientific Nalgene 可重复用的聚砜瓶顶过滤器可牢牢地拧在瓶颈尺寸为 33 或 45mm 的玻璃培养基瓶上。

### 产品特点：

有 250 和 500mL 规格提供

聚砜材料结实、可冲洗和高压灭菌

模制刻度使其便于观察样品体积

聚丙烯管线转接头可在高温高压灭菌时塞入棉花以进行无菌通气

可拆卸的无菌滤膜支撑板设计用于提供大流速和通量

过滤器适用 6 至 8mm ( 0.25 至 0.3125 ) 内径的真空管道

订货信息：

货号	单位规格	匹配瓶螺纹尺寸	上腔
DS0320-5045	Each	45mm	500mL
每箱数量：1  每包数量：1  可高温高压灭菌：Yes  匹配瓶螺纹尺寸：45mm  上腔：500mL  Unit Size：Each			
DS0320-2545	Each	45mm	250mL
每箱数量：1  每包数量：1  可高温高压灭菌：Yes  匹配瓶螺纹尺寸：45mm  上腔：250mL  Unit Size：Each			
DS0320-5033	33mm	500mL	
材料：Polysulfone  匹配瓶螺纹尺寸：33mm  上腔：500mL			
710320-0045			
Product Type：Replacement Part  物品描述：Replacement Gaskets			

## Nalgene 带接收装置的可重复使用47mm过滤器

使用 Thermo Scientific Nalgene 带接收装置的可重复使用过滤器架后不再需要多通道支架或可拆玻璃真空烧瓶。这些可重复利用的过滤器架是完整的系统，由可清洗聚砜制成，可针对一次性过滤器提供环保型替代选择。不论装或不装滤膜，这些过滤器架都完全可以高温高压灭菌

### 特点

带刻度的接收器便于轻松地观察样品体积

两个侧臂可连接真空管线

上部腔室设计用于压力或真空过滤

独立的锁紧环可在上部腔室和接收器之间密封，同时不会损坏滤膜，确保高效过滤

腔室可容纳 47 或 50mm

滤膜（不含）并具有三个端口（带或不带滤头）用于通气或无菌添加样品

端口还可连接至压力源

上部腔室附带两块滤膜支撑板：一块灭菌板和一块分析板

## 接收器可连接

内径为 0.25 至 0.3125 (6.4 至 8mm) 的真空管线

## 注射式过滤器

## 灭菌板 (一体式, 透明)

提供大流速和通量

适用于冷冻灭菌或净化与瓶架和滤膜材料兼容的培养基、试剂或溶剂

标称过滤面积, 13.3 cm<sup>2</sup>

## 分析板 (两件式, 白色)

为滤膜提供良好支撑并保持滤膜平坦, 有利于分析过程

适用于通过滤膜过滤技术分析颗粒和生物污染物或任何微生物分析物

标称过滤面积, 11.3cm<sup>2</sup>

含:

完整的上部腔室、接收器、聚丙烯盖和 TPE 端口盖。(不含滤膜。)

订货信息:

货号	单位规格	接收器容量
300-4000	Case of 4	250mL
每箱数量: 4		
接收器容量: 250mL		
Unit Size: Case of 4		
300-4000PK	Each	250mL
300-4050	Case of 4	500mL
		材料: Polysulf

		one
		接收器容量： 500mL
300-4050PK		
300-4100	1000mL	
每箱数量：4		
每包数量：1		
接收器容量：1000mL		
300-4100PK		

更多产品资料及其它生命科学仪器相关设备请登录赛百奥科技[www.cbio21.com](http://www.cbio21.com)查询