

yamato立式压力蒸汽灭菌器（干燥型）SM530/830

产品名称	yamato立式压力蒸汽灭菌器（干燥型）SM530/830
公司名称	北京赛百奥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区亮甲店130号华玉大厦505
联系电话	010-51282213 13601128645

产品详情

立式压力蒸汽灭菌器（干燥型）SM530/830

使用温度范围：灭菌：105 ~ 135 干燥：80 ~ 150 ；zui高使用压力：0.26MPa ；内容积：50L、80L

灭菌+干燥全自动运行的高性能灭菌器。

特点：

7寸超大触摸屏，中/日/英三语言可选，操作简单方便。

zui高温度135 ，也可用于蛋白改质。

通常的灭菌，以及培养基、液体的灭菌等能简单的设定进行操作。

除了各灭菌程序的设定，可以设定任意工程，进行重复运行。

标准装备有缩短冷却时间的冷却风叶。

设有多重压力盖开启保护锁，各种安全保护措施充分。

消耗电力、CO2 排出、累积运转时间、累积运转次数等均可显示。

海外适用, AC100 ~ 120V, AC200 ~ 240V 宽电源。

低床型：便于拿取灭菌物的高度。

操作面板：7英寸彩色液晶触摸屏，中/英/日三种语言操作。

标准配备冷却风扇

灭菌结束后冷却风扇动作

冷却到安全温度为止

缩短灭菌物的取出时间

可自由选择强制冷却和自然冷却

和其它机器冷却时间的比较

(初期水温25℃ · 灭菌温度121℃ · 环境温度23℃)

121 ~ 100℃ ，以前的机器需要21分钟，配备了冷却风扇的新机器仅需要3分钟。

<注意>灭菌时间受环境温度、灭菌物的种类和数量的影响会发生改变。

可通过试料温度传感器设定灭菌开始

通过选配试料温度传感器，能够根据灭菌物的温度控制灭菌时间，确保灭菌的有效性。

可满足GLP/GMP点检需要

罐体上标准配备2处传感器接口

可选购记录仪和高性能的压力计

采用节省空间的上下开盖式

与其它机器相比需要的设置空间少。

zui高灭菌温度为135℃

zui高灭菌温度135℃ 可用于蛋白改质。

节省时间

通过定时开始和预热功能等的标准配备，能更有效地利用时间。

万用电源 (可选择电源)

所有机型都可根据实际需求选择AC100 ~ 120V、AC200 ~ 240 V（单相）两种电源。

规格：

更多产品资料及其它生命科学仪器相关设备请登录赛百奥科技www.cbio21.com查询