

37度恒温箱医用液体加温柜福意联FYL-YS-230L温度2-48

产品名称	37度恒温箱医用液体加温柜福意联FYL-YS-230L温度2-48
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	79130.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

37度恒温箱医用液体加温柜福意联FYL-YS-230L温度2-48 公司说明-

北京福意电器有限公司坚持以质量求生存，以科技求发展的管理思路，结合现代化企业管理模式，发挥企业独特优势，不断推出顺应市场的恒温冷藏设备。公司怀着高起点，创品牌，化的坚定信念，以其高精、合理，真诚的售后，与广泛企业携手并进，迈向未来。业经营：医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、-20 冰箱、车载压缩机冰箱、车载样品保存箱、疫苗运输保温箱等。

37度恒温箱医用液体加温柜福意联FYL-YS-230L温度2-48 用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

37度恒温箱医用液体加温柜福意联FYL-YS-230L温度2-48 产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

37度恒温箱医用液体加温柜福意联FYL-YS-230L温度2-48 相关-护理干预措施对开腹手术患者术中低体温及其并发症的影响。方法选择择期开腹手术患者 120例,随机分对照组和实验组,每组60例,对照组采取常规手术护理措施,实验组在常规护理基础上,采用不同保温措施,选择3个时间点监测生命体征,术后从7个方面观察各项临床指标,比较2组患者生命体征及尿量、清醒时间、拔管时间、引流量、寒战、躁动等情况。结果2组患者术前生命体征及各项临床指标比较显著性差异 ($P < 0.05$),术中及术后1 h生命体征及各项临床指标比较均存在显著性差异 ($P < 0.05$)。结论采用适当的护理干预措施可有效预防开腹手术患者术中低体温发生,并可降低其并发症的发生率。37度恒温箱医用液体加温柜福意联FYL-YS-230L温度2-48