

# BDS500实验室倒置荧光生物显微镜

产品名称	BDS500实验室倒置荧光生物显微镜
公司名称	北京赛百奥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区亮甲店130号华玉大厦505
联系电话	010-51282213 13601128645

## 产品详情

BDS500实验室倒置（荧光）生物显微镜

奥特光学全新研发制造，三通道光路设计，观察、摄影、摄像同步进行，为zhuanye而舒适的工作环境定制

OTICS无限远色差校正光学系统，具备国际先进水平的新一代产品

用于细胞组织观察与培养，生命科学研究的理想伙伴

BDS500倒置生物显微镜

BDS500倒置荧光显微镜

性能特点：

智能红外感应功能，具有人机分离10分钟后灯泡即自动断电，人机接近后灯泡自动渐亮开启功能

数码照相专用通道，7°的向上倾角便于相机观察照相，人机结构合理

12V/50W或5WLED珂拉照明系统，提供高亮、均匀的观察照明

转盘式相衬聚光镜，明场、相衬观察快捷转换

4X/10X/20X/40X相衬装置可供选择

100W汞灯及5WLED灯荧光装置，zui多可同时安装四组荧光滤色片

5WLED荧光装置  
100W汞灯荧光装置

多种平台托板可供选择

多功能托板  
血球计数板

玻璃托板

BDS500技术规格

---

光学系统	OTICS无限远色差校正光学系统
放大倍数范围	40 × ~ 600 ×
目镜	10 × 大视野、高眼点平场目镜，视场数 22mm
物镜	长工作距离无限远平场物镜：4 × /10 × /20 × /40 × 长工作距离无限远平场相衬物镜：4 × /10 × /20 × /40 ×
观察筒	铰链式三目观察筒，IPD48mm ~ 76mm，两档转换：100.%观察；20%观察，同时80%摄影 数码照相通道，100.%摄影（CANON / NIKON数码相机接口，二选一）
物镜转换器	内定位五孔转换器
粗微调焦装置	粗微同轴调焦，粗调行程10mm，每圈0.2mm，格值2m，粗调带松紧调节
载物台	平台尺寸X × Y：210 × 241mm，圆性载物片规格：110mm 可用于96孔板的机械移动尺行程X × Y：128 × 80mm
聚光镜	四孔转盘式相衬聚光镜N.A.0.4，工作距离45mm，可上下调节
柯拉照明系统	12V/50W卤素灯，或者5WLED照明（宽电压输入：100V ~ 240V）
智能感应功能	人机分离10分钟后灯泡即自动断电，人机接近后灯泡自动渐亮开启
荧光照明器	荧光装置，带可变视场光阑，可调中心 100W直流汞灯OSRAM，或者5WLED灯 B/G/V/Uv进口滤色片 数字式汞灯电源箱，5WLED电源箱（宽电压输入：100V ~ 240V）
摄像接口	1 × /0.75 × /0.5 × C-Mount接口
数码摄像系统	DV/TP系列数码摄像系统

更多产品资料及其它生命科学仪器相关设备请登录赛百奥科技[www.cbio21.com](http://www.cbio21.com)查询