

配生化仪专用,超纯水器 0.3 (Mpa)

产品名称	配生化仪专用,超纯水器 0.3 (Mpa)
公司名称	成都越纯科技有限公司
价格	8900.00/台
规格参数	型号:UPSL-I-40L 操作压力:0.3 (Mpa) 水电阻率:18.2M .cm
公司地址	成都市金牛区营门口路4号1-1幢14楼20号
联系电话	13880253459

产品详情

型号	UPSL-I-40L	操作压力	0.3 (Mpa)
水电阻率	18.2M .cm	出水量	40
外形尺寸	38*58*95 (cm)	电压	220 (V)
水质	200PPM	功率	50 (w)
电导率	2-10 μ s/cm	脱盐率	98 (%)
单机出力	40 (/h)	品牌	越纯

cd—upsl-i/ii/iii/iv----配生化分析专用

upsl超纯水器可直接将自来水纯化为符合国标bg6682-92的试剂纯水和超纯水，设计紧凑，占地面积小，适用于各级医院检验中心与日立/奥林巴斯/贝克曼/罗氏/德灵等全自动生化分析仪配套供水。

功能介绍：

I源水四级净化装置（去除：粒物质、铁、锰、余氯、钙、镁离子及吸附有机物、异味等）；

I源水低水压自动保护；

I工作电源220v/50hz，电压波动率 \pm 10%。

I工作条件：水温5-40，（北方地区需要有防冻的房间）。

I源水指示；

I开机时18秒系统自动冲洗；

l水箱满水指示；

l标配80升pe纯净水箱（含取水阀）

lcd-upsl-ii机型,up超纯水出口配0.2 μ m终端微滤器

lro纯水电导率在线监测（μ s/cm）；

lup超纯水电阻在线监测（m .cm）。

技术指标

机型	cd-ups-ii-20/40/60l/80l/100l/落地式	
进水水源	总溶解性固形物含量tds < 200ppm，水压1.0-5.0kg/cm ² ，水温25	
电源	ac220v/50hz	
制水量	40/60/80l/100l/小时	
产水水质	生化仪用纯水：5 ~ 15 m .cm (电阻率在线监测)	生化仪用纯水：< 0.2 μ s/cm（电导率在线监测） up超纯水：18.2m .cm（电阻率在线监测） 微生物 < 1cfu/ml 微颗粒物 < 1个/ml 总有机碳（toc）< 15ppb
主机尺寸（mm）	800 × 450 × 380	
重量（kg）	50 ~ 60	55 ~ 65
功率（w）	30 ~ 50 ~ 100	30 ~ 50 ~ 100

订货须知 用户可根据用水量选配120升/200升/300升/500升 pe纯净水箱（配取水阀）；
用户可根据安装场地情况选配20升内置水箱以节省占地面积； cd-upsl-
i/ii机型取水点，可以从主机上取ro水和up水。