

欧姆龙电子手臂式血压计7112

产品名称	欧姆龙电子手臂式血压计7112
公司名称	揭阳市金峰药业有限公司
价格	245.00/个
规格参数	品牌:欧姆龙 型号:7112 净重:约315g (不含电池)
公司地址	中国 广东 普宁市 广东省普宁市池尾新寮新春路13幢4-6间
联系电话	86 0663 2935646/2930098 15917222300

产品详情

品牌	欧姆龙	型号	7112
净重	约315g (不含电池)	产地	大连
电源形式	7号干电池4节	额定电压	220 (V)
测量方法	示波测定法	压力准确度 \pm	$\pm 4\text{mmHg}$ ($\pm 0.5\text{kPa}$ (mHg))
自动关闭功能	有	箱装数量	10 (台)

新品的性价比全面升级,在保持低端价格的基础上,功能更多。 自动加压:一键操作,使用方便 改良扇形臂带:全新改良的扇形臂带,能灵活对应不同粗细的手臂,轻松卷紧,确保准确测量

带ac稳压电源接口

体积小,便于携带 同时显示血压值和脉搏值:血压值和脉搏数能同时显示
高血压判定,当测量值超过135/85时,图标闪烁提示。 型号:欧姆龙电子血压计(上臂式)hem-7112

测量方法:示波测定法精度:压力 $\pm 4\text{mmHg}$ ($\pm 0.5\text{kPa}$) 以内脉搏数:读数的 $\pm 5\%$ 以内存储容量:可存储21次测量值
本体重量:约315g (不含电池) 电源:7号干电池4节,专用稳压电源(需另购) 外型尺寸:宽104mm*高64mm*厚128mm
适合臂周:220mm—320mm 附件:臂带、试用7号干电池4节、顾客服务一览表、使用说明书(附欧姆龙保健产品保修卡)、合格证

1.为何每次测量的血压值都不一样?

血压时时刻刻都在变化。即使在一天中连续测量也有变化。另外还与测量姿势、腕带的缠法有关,请正确地缠上腕带,采用正确的姿势,在同一条件下测量。

2.在医院和在家里测得的血压值为何不同?

血压根据运动或周围环境（温度或精神状态）的不同而变化，即便自己未注意到也会有30mmhg~50mmhg（4.0kpa~6.5kpa）的变化。特别是在医院测量，因不安和紧张测量出来的结果会比在家里的测量值平均高出15mmhg~20mmhg（2.0kpa~2.6kpa）。了解您自己血压的变化倾向，对健康管理是很重要的。

3.为什么要在家测量血压？其重要性是什么？

随照医学技术的进步，以上几种高血压病发疾病的治疗方法将越来越完善，而这些致命的疾病可以通过测量血压来预防。这就是在家中自己测量血压的重大意义。每天记录血压值和测量条件（测量时健、降压剂的服用、生活状态），可熟知自己的血压变化趋势，有助于健康管理。而且在接受医生诊断时也很有帮助。