

TEMP320型全自动加压冷热敷治疗系统

产品名称	TEMP320型全自动加压冷热敷治疗系统
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

TEMP320型全自动加压冷热敷治疗系统产品功能：

全自动加压冷敷功能

符合急性损伤后处理新标准(POLICE疗法)

能有效减轻疼痛、肿胀、渗出，抑制炎症并发等

助力ERAS治疗方案，促进患者快速康复

全自动加压热敷功能

促进局部血液循环、代谢，利于伤口愈合

缓解肌肉痉挛,促进消肿、炎性物质吸收

可选配中药热敷,促进患者快速康复

多模式水压加压功能

采用持续、多模式脉动水压加压改善微循环,加速肢体组织液回流

加速消肿,促进患者快速康复

预防静脉血栓(VTE)的形成

七种不同加压脉动模式，循环周期不低于15秒。

实时显示监测压力。

脉动加压压力不低于45kPa。

持续模式：恒定压力，压强39kpa,允差： ± 5 kpa。

体温(选配)、水压监测功能

实时检测体温、水温、脉动水压、水位，

提高治疗

多重保护,提高治疗安全性

体温监测范围为30 -41 。

体温探头双槽卡座，防止误插及脱落。

智能温控保护功能

采用智能温控保护系统，表面温度不高于41 ，防止烫伤（提供检验报告）

冰袋

适用于四肢及关节等部位，包裹性好，冷、热传导率高。

定时功能

工作定时范围为1-960min，调整级差为1min。

其他保护功能

冰袋堵塞检测报警功能

噪声 55分贝

TEMP320型全自动加压冷热敷治疗系统适用范围：

各类骨折、骨创伤、骨肿瘤等骨科疾病，骨科各类手术的术前准备和术后治疗。

各类关节镜、椎间孔镜及脊柱矫形、固定术后治疗。

各类急性软组织疼痛的康复治疗

人工膝关节、髋关节等假体置换术后治疗。

急性软组织挫伤，急性滑膜炎，各类运动型损伤。

各类术后功能训练预防肿痛治疗，康复锻炼治疗。

TEMP320型全自动加压冷热敷治疗系统产品特点：

技术：半导体制冷技术,清洁能源,可靠免维护

：温控技术,温度误差 $\pm 0.5\text{C}$, 温度范围 $10.0 \sim 42.0$, 满足临床对冷敷、热敷的需求。

：液体可循环,冷热量交换效率高

体验：人体解剖学设计冰囊,与关节贴合性强,冷热敷效果更优

冰囊采用高分子材质,可消毒重复使用

冰囊可透视X光线,材质柔软,舒适度更好

支持：多治疗方案可选,根据病患制定针对性治疗措施

可选中药包配合治疗,促进患者快速康复

安全：缺水、堵塞、水温异常等报警,多重安全防护

简易：采用7"彩色液晶触摸屏设计,界面简单清晰,易操作