

# 医用保温柜FYL-YS-281L温度0-100度 手术室液体加热恒温箱

产品名称	医用保温柜FYL-YS-281L温度0-100度 手术室液体加热恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	73216.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

医用保温柜FYL-YS-281L温度0-100度 手术室液体加热恒温箱公司说明-

多年来福意联借着信誉与真诚，产品与追求获赢得了众多高校与事业单位的信任与好评。福意联相信客户的信任与好评是金南发展壮大，越走越好的根源动力。福意联坚守“以德敬人、以诚立人”的企业，积极、引进新产品，结交新客户，力求与时俱进，互惠互利，携手并进！

医用保温柜FYL-YS-281L温度0-100度 手术室液体加热恒温箱用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

医用保温柜FYL-YS-281L温度0-100度 手术室液体加热恒温箱产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

医用保温柜FYL-YS-281L温度0-100度 手术室液体加热恒温箱相关-探讨手术患者术中发生低体温的原因及相关的并发症,提出相应的护理干预,提高患者的手术护理质量。方法:对患者术中体温的影响因素及并发症进行分析,并进行适当护理干预,包括增强护士保暖意识、保暖接送患者、规范手术室的温度、手术床的准备、呼吸器加温、液体加温输入、注意预防皮温与体腔热散失等方法进行护理防护。结果:达到有效减低手术患者术中低体温的发生率,减少手术并发症的目的。结论:许多因素可以使患者发生术中低体温,手术室护士对每一潜在的因素进行护理干预是保证手术患者手术顺利完成,减少手术并发症的有效方法。

医用保温柜FYL-YS-281L温度0-100度 手术室液体加热恒温箱