

蜂蜜专用小柱

产品名称	蜂蜜专用小柱
公司名称	广州信谱徕科学仪器有限公司
价格	.00/盒
规格参数	品牌:SimplyLab 型号:6ml 产地:广东
公司地址	广州市天河区大观南路26号长盛商务大厦B501
联系电话	020-86273813 18011884166

产品详情

蜂蜜专用小柱：有时也称蜂蜜专用固相萃取柱

或蜂蜜专用柱，6ml萃取柱填装200mg硅藻土（底层），500mg石墨化碳黑（中层）和200mg硅藻土（顶层），30支/盒，

可用于中国药典蜂蜜中寡糖的测定。蜂蜜专用小柱的中层为高纯石墨化碳黑填料，无孔，120-400目，萃取过程非常迅速。且对化合物的吸附容量比硅胶大一倍有余。由于石墨化碳黑表面的正六元环结构，使其对平面分子有极强的亲和力，非常适用于很多有机物的萃取和净化，尤其适于分离或去除各类基质如水果、蔬菜中的色素、甾醇、苯酚、有机氯农药等。

中国药典蜂蜜食用食品中糖含量检测节选：

寡糖 取本品2g，置烧杯中，加入10ml水溶解后，缓缓加至活性炭固相萃取柱（在固相萃取空柱管底部塞入一个筛板，压紧，置固相萃取装置上。称取硅藻土0.2g，加水适量混匀，用吸管加至固相萃取柱管中，自然沉降形成3mm厚的硅藻土层，打开真空泵吸引，称取活性炭0.5g加10ml水搅拌，混匀，用吸管加入，在真空泵的吸引下使活性炭沉降。。。。。