

一次性理疗电极片使用分类 大鲸生物 可来样定制

产品名称	一次性理疗电极片使用分类 大鲸生物 可来样定制
公司名称	郑州大鲸医疗科技有限公司
价格	35.00/袋
规格参数	品牌:大鲸 产地:郑州 厂家:郑州大鲸医疗科技有限公司
公司地址	郑州郑东新区CBD建业总部港C座10层
联系电话	18037270222 18037270222

产品详情

一次理疗电极贴片可符合各种各样表皮(穴道)电影响的必须。适用各种高、中、低频率医疗中医保健理疗机，具备导电率能优良，与肌肤粘合力强、可以信赖、可多次重复使用等特性。电极贴片应用便捷方便，材质薄软，贴附密切，粘合靠谱，导电性匀称，舒服、安全性，无刺疼伸展，不会烧灼，长期性应用未见一切有危害刺激性或过敏症状，妥当储存，可重复应用。电极贴片上不干胶标签纸各种各样商标logo。与此同时能按照用户给予的试样和施工图设计和制做模具和生产制造，欢迎拨打电话商谈！

大鲸一次性理疗电极片应用提醒1、贴片式所贴的位置，不可以有汗液、水珠和污迹。2、将自粘电极贴片与输电线相互连接上。3、应用前先撕掉粘片上的分隔膜。4、将自粘电极附在需医治的位置或相对应穴道并卡紧。在黏贴的穴道处用乙醇擦一下，待酒精挥发后黏贴，乙醇具备消毒杀菌、除污及提高体控电疗的实际效果；5、医治完成后，将电极与线分离，盖紧防护膜片。6、粘合力不够时，可以用冷水清理表层，废弃物除去后，晾晒，可修复黏贴力

一次性理疗电极片常见问题

1、本产品为一次性使用；2、本品应在医师引导下应用；3、使用中若有不适感或偶有肌肤外皮泛红，应暂停使用；4、肌肤损伤、大规模溃破者禁止使用；产品特性：1. 一次性电极贴片以中医学基本理论为具体指导，经络学为关键，根据药品对穴道及患处肌肤的影响和吸附功效，借经脉的传输，以输通静脉血管、益气活血、调整五脏六腑、融洽阴阳，做到内病外治，防病治病的目地；2. 加速药品经皮渗入导进速率，提升药品导进量；3. 应用领域广，可轻轻松松通过生物大分子药品；4. 适用范围广、效果明显、可以信赖、低疼痛及不良反应，不损害身心健康机构；5. 多种作用复合型，相互促进、实际操作简单。