

大鲸N800立式经颅磁刺激仪原理 电磁疗法 操作说明

产品名称	大鲸N800立式经颅磁刺激仪原理 电磁疗法 操作说明
公司名称	郑州大鲸医疗科技有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	品牌:百草岭 型号:ZL-N-800 尺寸:40*50*112cm
公司地址	郑州郑东新区CBD建业总部港C座10层
联系电话	18037270222 18037270222

产品详情

经颅磁刺激治疗仪是一种小脑顶核电刺激治疗仪（非药物性治疗），采用生物信息模拟技术及计算机软件技术合成脉冲组合波形，通过粘贴于两耳侧乳突的电极贴片，无创引入小脑顶核，对人的脑部进行电刺激治疗，扩张脑血管，改善脑微循环，其机理是脑内固有的神经传导通路受到特定的电刺激，会影响脑循环和脑血管自动调节功能，提高脑血流（rCBF）

经颅磁电疗仪是我公司科研人员在相关领域专家的指导下经过多年研究，采用生物信息模拟及计算机软件技术研制而成。重复性经颅磁rTMS（负极交变电磁场）刺激的应用，突破了传统物理治疗因子难以透过颅骨屏障的难关，使脑血管相关疾病的治疗效果更明显，更安全。

产品是由机壳、触摸屏、电子主板、两个治疗帽组成，每个治疗帽有9个单元体磁场组成；儿童款是6个单元体磁场组成。机子的脚轮是医用万向脚轮，脚轮外观漂亮，一台机子上有两个佩戴锁轮功能，能牢固的固定机子不来回滑动。产品高度1.2米，屏幕28度倾斜，触摸屏操作时是视觉清晰的角度，符合标准的人体视觉设计；机壳是国家食品级别用的ABS材料；漆是汽车专用漆不变色、不褪色；触摸屏是国内一线品牌，工业级电阻触摸屏，电阻触摸屏灵敏度高，触摸屏耐用稳定性强；电子主板80%采用进口配件，主板能在高温80度、低温-10度的环境下正常工作，每块主板在出库前都会进行严格检测。

经颅磁刺激仪使用范围说明：

适用科室神经内科、神经外科、康复科、脑病科、中医科、老年科、社区康复中心、乡镇卫生院

适用范围：

脑梗塞各期、脑出血恢复期、脑外伤促醒、脑动脉硬化、脑供血不足、神经性头痛、神经衰弱、偏头痛、失眠、老年痴呆、脑萎缩、小儿脑瘫等后遗症。

