

## 2-8 试剂储存冰箱/检验科试剂冰箱/医用试剂恒温冷藏柜

产品名称	2-8 试剂储存冰箱/检验科试剂冰箱/医用试剂恒温冷藏柜
公司名称	北京福意联
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

### 产品详情

2-8 试剂储存冰箱/检验科试剂冰箱/医用试剂恒温冷藏柜公司-福意联仪器设备优良市场占有率始终高居榜首，公司依托电子商务平台与传统企业经营相互互动的模式，已将销售网络拓展优良任何地区。本公司主要产品有：恒温试验箱、高低温试验箱、恒温箱、医用冷藏箱、医用冰箱、冷链运输箱、低温试验箱、实验室冰箱、药品专用冰箱等一系列产品。广大用户和经销商咨询咨询。2-8 试剂储存冰箱/检验科试剂冰箱/医用试剂恒温冷藏柜用途：特别适合药品房、化验室、实验室、检测室、科研院所、畜牧场、养殖场、制药厂、食品厂、化工厂、电子厂、机械厂、食品厂等单位储存药品、试剂、食品、材料或作为恒温实验环境等设备使用。

2-8 试剂储存冰箱/检验科试剂冰箱/医用试剂恒温冷藏柜参数：型号：FYL-YS-828LD额定电压：220V额定频率：50Hz额定运行输入功率：310w噪音（声功计）：50dB(A)外形尺寸(mm)：1267×680×1818mm内部尺寸(mm)：1160×585×1250mm有效容积：828L气候类型：N,SN温度范围：2~48（温度每度可调）型号：FYL-YS-1028L额定电压：220V额定频率：50Hz额定运行输入功率：360w噪音（声功计）：50dB(A)外形尺寸(mm)：1267×680×2105mm内部尺寸(mm)：1160×585×1575mm有效容积：1028L气候类型：N,SN温度范围：2~48（温度每度可调）

售后：

随时接受用户咨询,与用户密切配合,保证质量,按时交付客户使用,并且免费为用户培训相关设备保养及维护知识.我方对所售产品一律免费质保一年,终身维护.为此公司设立了一支专门从事售后售后的队伍,以季度为周期,定期回访用户.并实行实时保修与维护. 使用注意事项：1、冰箱应放置在阴凉通风的位置，四周也应留一定的空间，以利于冰箱通风散热，提高其制冷效率。达到接电的目的。2、新冰箱应静置几个小时后再通电试机，试机前应彻底清洁冰箱内外，打开冰箱门让里面的异味散发干净；3、根据实际需求设置合适的温度。4、直冷式冰箱应定期对冷冻室进行人工除霜，当冷冻室里的结霜厚度超过6毫米后，就应该及时进行除霜了。5、保持冰箱内外的清洁干净，放入冷藏室的食物应用容器或食品袋密封包裹好，避免产生异味。7、尽量减少开门次数和开门时间，避免冷气的流失。

