

# 医用影像胶片恒温储存柜

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 医用影像胶片恒温储存柜                       |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司                        |
| 价格   | .00/台                             |
| 规格参数 | 品牌:福意联<br>温控范围:2-8/2-48<br>安全锁:双锁 |
| 公司地址 | 北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号               |
| 联系电话 | 13910804793 13910851212           |

## 产品详情

### 医用影像胶片恒温储存柜

胶片原有感光性能的保持与其周围条件有很大关系。应将未感光胶片作为“生物制品”存放。

- (1)标准储存条件：温度 $10^{\circ}$ — $15^{\circ}$ ；防止辐射线的照射；X线胶片必须完全避开辐射线的照射，它们会引起胶片的严重灰雾。
- (2)防止压力效应的产生：压力效应会产生人工伪影，也是胶片盒为什么直立放置的原因。
- (3)避免有害气体接触：胶片应避免有害气体，否则，胶片产生灰雾。
- (4)胶片的冷藏：经冷藏的胶片，要在使用前24—36小时取出，在室温下得到平衡。否则，将出现感光延迟。特别不要在冷藏库内启封。
- (5)有效期限：胶片外包装均注明有效期，这是指在标准储存条件下的有效期。如果储存条件恶化，即使在有效期内质量也会下降。有效期一般确定为出厂日期后18个月。

(作为参考)