

中频治疗仪作用 电疗脉冲离子导入疗法

产品名称	中频治疗仪作用 电疗脉冲离子导入疗法
公司名称	郑州大鲸医疗科技有限公司
价格	68000.00/台
规格参数	品牌:大鲸 型号:DJ-R9 厂家:郑州大鲸医疗科技有限公司
公司地址	郑州郑东新区CBD建业总部港C座10层
联系电话	18037270222 18037270222

产品详情

中频治疗仪应用广泛，全科基本都可使用，是一种常见的医疗器械，属于二类，康复必备。

大鲸中频治疗仪是使用中低频脉冲替代手工制作中医针灸刺激性身体相对应穴道，经络疏通，调理气血，散血化於，调节神经肌纤维的紧张度，消除肌腱的神经性，改进血管弹性，推动周边血液循环系统，使人体激动或使抑止的偏胜偏衰情况得到调节，趋之均衡，做到各种各样肌肉组织、骨关节的止痛止痉、消炎消肿，推动机构再造的功能。

关键适用长期性伏案工作，疲劳受凉，左右锥体增长造成的各种病症（如：颈肩背酸痛、颈部主题活动有声响、恶心干呕、手痛手发麻、胳膊疼痛发麻乏力、耳鸣听力下降、下肢无力、抬步沉感、失眠健忘等、头痛头晕）颈椎病、关节炎、腰间盘突出、坐骨神经疼、风湿关节炎等各种各样病症的医治和健康保健。30min奏效。三次之上病症大大提高。一个疗程10次，轻的能够治好，重的能够操纵的减轻

大鲸电脑中频治疗仪DJ-R9型 中频治疗仪器参数设置

- 1、治疗电流：非对称超导编码电流
- 2、输出波形：方波、锯齿波、三角波等，导入为非对称波
- 3、工作频率：主频范围900-9000Hz ± 15%，调频范围1-440Hz ± 15%
- 4、脉冲宽度：0.02ms ~ 1.2ms
- 5、调制方式：占空比和幅度动态可调
- 6、输出通道：4组电疗输出，4组热疗输出
- 7、输出强度：500 负载 输出电流 0-100MA 大脉冲电流 100MA

- 8、安全防护：自动检测，耐压4000V，Ⅱ类、BF类
- 9、定时功能：系统默认30分钟，人工自由设定5-60分钟
- 10、热疗温度：温度可控制在25 -50 之间
- 11、热疗电源：25 -50 自动调节功能
- 12、处方功能：精选医疗专家治疗处方，30处方、自动排序
- 13、工作电源：直流220V50Hz ± 10% 功 耗：不大于130V