

开封电热鼓风干燥箱

产品名称	开封电热鼓风干燥箱
公司名称	河南奥菲达仪器设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	内胆材质:不锈钢 温控:智能数显 控温精度:1度
公司地址	河南省郑州市二七区马寨工业区
联系电话	0371-60226305 17324818886

产品详情

开封电热鼓风干燥箱系列该产品适用于工矿企业、大专院校、医药卫生、科研单位等对物品进行烘焙、干燥、溶解等用。

电热鼓风干燥箱系列101-2A

外形尺寸 (L×W×H) mm:870×650×800

温度精度 : ±1.0

温度波动度 : ±1.0

搁板负荷kg : 15

主要参数 :

规格	技术数据			
型号	工作室尺寸	电	功	温控
	深×宽×高 (mm)	压 (V)	率 (KW)	范围 ()
101-0	350×350×350	220	1.6	RT+5
101-1	350×450×450	2.0		~300
101-2	450×550×550	2.6		
101-3	500×600×750	4.0		
101-4	800×800×1000	380	6.0	

A: 智能仪表控温, 触摸按键, 双数码显示

AS：智能仪表控温，触摸按键，高亮双数码显示，具有定时和超温保护功能
B：不锈钢内胆 注：液晶仪表控温另加500元

注：101：鼓风型，控温仪表、工作室内胆分类可供用户选择。

特别提示：

产品出厂前都经过严格的测试，一般不要进行修正，如使用时的环境恶劣，环境温度超出适宜范围，会引起温度显示值与箱内实际温度误差，如超出技术指标范围的，可以参照温度控制器操作说明按所需进行修正。

仪器在正常工作状态下，如打开箱门时间过长，关上箱门后暂时箱内温度有些变动，这是正常现象。

注意事项：

1、可燃性和挥发性的化学物品切勿放入箱内。2、如在使用过程中出现异常、气味、烟雾等情况，请立即关闭电源，用户切勿盲目修理，应通知本公司修理部，由人员查看修理。（新机初次开机会有异味和少量的烟雾产生，这是属于正常现象，请观察一两次后，若一直产生这种现象请致电我司客服中心进行咨询）。3、箱壁内胆和设备表面要经常擦拭，以保持清洁，增加玻璃的透明度。请勿用酸、碱或其它腐蚀性溶液来擦拭外表面。4、设备长期不用，应拔掉电源线以防止设备损伤人。并应定期（一般一季度）按使用条件运行2-3天，以驱除电器部分的潮气，避免损坏有关器件。