

## 柠檬酸钙双锥真空干燥机2000L

产品名称	柠檬酸钙双锥真空干燥机2000L
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

## 产品详情

### 柠檬酸钙双锥真空干燥机2000L

型式为不锈钢双锥真空干燥机，需满足以上法规及相关技术规范，但不限于以上技术规范；

公称容积/数量：2000L/1台。

主要材质：内层抛光304不锈钢，夹套材质Q235，外侧使用硅酸盐保温，厚度 70mm，外壳封面SUS201,厚度 1.5mm

总容积（L）：2000L

工作容积（L）：400-1000L

转速（r/min）：0~6变频可调

电机功率 ( kw ) :7.5kw

罐内设计压力 ( Mpa ) -0.1-0.1Mpa

夹层设计压力 ( Mpa ) : 0.6-0.8Mpa(锅炉蒸汽压力)

应能满足仪器设备正常工作日连续运行24小时以上,无故障。

与产品直接接触的零部件均选用无毒、耐腐蚀、不与产品发生反应并不吸附产品的材料。

外表面光滑、整洁、美观、过渡处有倒角和圆角处理,不得有明显的凹陷、毛刺、划痕、碰伤和锈蚀现象。设备内外表面所有凹凸部件全部采用圆弧过渡 ( R 10mm ) ,或采用不低于135 ° 倒角过渡,确保无死角易清洁。外表面的焊接处磨光到 $Ra < 1.6 \mu m$ 并经合适的钝化处理。

密封材料为硅橡胶或药用聚四氟乙烯。

设备结构合理,料筒的两端的进出料口盖板需采用快接方式安装与拆卸;密封圈材质以硅胶为佳,需易于拆卸、清洗,易于市场购买;进料口ND400,预留真空表、温度计接口、备用口及DN65快装进料口,方便真空进料。

过滤袋为三头式结构,过滤袋的安装需简便且要保证物料不进入真空管。过滤袋需采用防静电材质,能经过清洗反复使用,过滤袋目数为300目,并备用3条过滤袋。

真空管的密封座设计必须合理,保证设备任何状态下,料筒内极限真空时,不得有油污或其他杂质进入料筒污染物料。

