

运动冷敷器-运动冷疗机

产品名称	运动冷敷器-运动冷疗机
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

热冷敷机（冰敷仪）冰敷的作用是无可替代的。在创伤后和具有创伤可能的功能练习之后，一定要及时冰敷，可以尽量降低反应的程度，减轻痛苦，防止功能训练的附加损伤，也为下一步创造了良好的组织条件。冰敷是关节松动的重要环节，其主要原理有以下几个：1、冰冷导致局部血管收缩，抑制血液循环，减少伤后；2、局部降温抑制了损伤局部机体自身代谢水平，减少了损伤后局部炎性物质的积累，减轻了炎性反应；3、冰冷抑制传导，简单来说就是降低疼痛的程度。全自动加压冷热敷治疗仪适用范围1、各类骨折、骨创伤、骨等疾病，各类手术的术前准备和术后。2、各类关节镜、椎间孔镜及脊柱矫形、固定术后。3、各类急性软组织疼痛的。4、人工膝关节、髋关节等假体置换术后。5、急性软组织损伤，急性滑膜炎，各类运动损伤。6、各类术后功能训练预防肿痛。冰敷对于运动损伤来说，是非常重要的手段或者一种方法。在工作中也发现，对于外伤的患者采用冰敷的方法能起到控制、减轻水肿、缓解疼痛的作用。冰敷先要在疼痛或肿胀明显的部位，使用的冷敷设备（冰敷仪）是必须的。其次，冰敷的时间是每次持续20-30分钟左右，每次间隔在2-3个小时，2-3个小时之后反复冰敷，疗程控制在冰敷效果，也有人说控制在48小时内冰敷是好的。对于训练之后，关节出现肿痛、发热的患者，时间可以延长，只要有红、肿、热、痛表现的时候，都可以采用冰敷的方法。全自动加压冷热敷治疗仪特点1、技术：航天级半导体制冷技术，清洁能源，可靠免维护；2、准精：温控技术，温度误差 ± 0.5 ；3、液体可循环，冷量交换**；4、体验：人体解剖学设计冰囊，与关节贴合性强，冷效果*优，冰囊采用医用高分子材质，可消毒重复使用，冰囊可X光线，材质柔软，舒适度*好；5、支持：多方案可选，根据病患**针对性措施；6、缺水、堵塞、水温异常等报警，多重防护；7、简易：各种参数显示，界面简单清晰，易操作；8、操作：普通人员装机培训即可操作，无需证书；我们公司始终秉承“诚信、互助、共生、共赢”的经营理念，凭借实力、出众品质建立良好合作关系，我们真诚的希望能与广大新老客户一起携手共创美好未来！