

尿样检测保存冰箱/双锁尿样4度冰箱/尿样冷藏箱

产品名称	尿样检测保存冰箱/双锁尿样4度冰箱/尿样冷藏箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

尿样检测保存冰箱/双锁尿样4度冰箱/尿样冷藏箱产品用途-尿液检查项目不同，尿标本留取的要求和处理

也不一样。有尿标本收集均应使用干净容器；尿沉渣镜检原则上留取早晨起床后优良次尿液的中段尿（

晨尿），也可留取随机尿的中段尿，晨尿标本也适用于尿液其他项目检查（24h

尿液检查项目除外）；恒温箱小管浓缩与稀释功能测定需禁水、禁食12h后进行排尿，继续禁水、禁食1

h，留取第13h的尿液进行检测；恒温箱小管酸化功能测定时，在留尿容器内预先加入液状石蜡；24

h尿标本留取前，需要向容器内加入防腐剂或将容器置于4℃环境 [1-2]。尿标本留取时应注意一些特殊

情况： 女性患者应避免在月经期内留取尿液标本； 肉眼尿标本不应进行尿液检查（尿沉渣除外）；

如果服用的药物影响尿液检查，应在停药后留取标本； 如果是乳糜尿，应嘱咐患者待尿液澄清后留

取。

尿样检测保存冰箱/双锁尿样4度冰箱/尿样冷藏箱产品参数：

设备类型	型号	温度()	产品用途	容积 (L)	产品参数 (mm)
2-8度冷藏箱	FYL-YS-100E	2-8	冷藏	100L	480 × 490 × 840
2-8 多用冷藏箱	FYL-YS-66L	2-8	冷藏	62L	430 × 480 × 645
	FYL-YS-88LL	88L	480 × 470 × 840		
多功能4-38度恒温箱	FYL-YS-50LK	4-38	冷藏/恒温/加温	50L	430 × 488 × 535
	FYL-YS-100L			100L	480 × 490 × 840
	FYL-YS-138L			138L	550 × 560 × 840
智能型2-48度恒温柜	FYL-YS-150L	2-48	冷藏/恒温/加温	150L	595 × 570 × 870
	FYL-YS-230L			230L	595 × 570 × 1200
	FYL-YS-280L			280L	595 × 570 × 1445
	FYL-YS-310L			310L	595 × 680 × 1293
	FYL-YS-430L			430L	595 × 680 × 1805
对开门恒温冷藏设备	FYL-YS-828L	2-48	恒温/冷藏	828L	1267 × 680 × 1818
	FYL-YS-1028L			1028L	1267 × 680 × 2105
福意联宽温立式设备	FYL-YS-151L	0-100	恒温/加温/加热/干燥/恒温	595 × 570 × 880	

FYL-YS-281L	测试	595 × 570 × 1460	
FYL-YS-431L		595 × 675 × 1813	

尿样检测保存冰箱/双锁尿样4度冰箱/尿样冷藏箱产品说明:

- 1、保障——微电脑温度控制器，数码显示，具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 2、层架有两种选择——内隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。
- 3、安全性高——安全双门锁设计，实现双人双管，防止随意开启。
- 4、减耗——柜内采用LED灯管，使用长久，照明效果好，展示美观；
- 5、——纯风冷、无氟制冷剂、压缩机组、制冷速度快；
- 6、优良温湿度控制——温度宽泛在2~20 之间，温差 ± 2 ，
- 7、报警功能——具有高低温报警、温感器故障报警和断电报警功能，防止出现意外。
- 8、适应性强——不受地域影响，能满足电压不稳定的地区使用；

尿样检测保存冰箱/双锁尿样4度冰箱/尿样冷藏箱售后:实验室冰箱一般故障及检查：1、完全不制冷：检查电源插头是否插好。2、制冷不良：检查箱内物品是否挡住冷气的出口或吸入口；物品摆放太挤、太多；开门是否过于频繁，门关闭不严，或门封条有损伤、变形。3、如有故障，应请人员修理或打电话来厂，切勿擅自调试元器件，注意安全。实验室用冰箱使用注意事项大家在使用过程中一定要注意各个细节，避免实验室用冰箱发生故障，影响使用。

尿样检测保存冰箱/双锁尿样4度冰箱/尿样冷藏箱售后:

但是普通的家用冰箱和商用冰箱却没有这个要求。冰箱是医疗单位优良常用的设备之一，冰箱的选择直接关系到临床检验及临床用的安全性和有效性，如果使用家用、商用冰箱储存，那些医疗样本、试剂、液存在很大隐患，而且医院也会根据不同的用途选用医用药品冷藏箱、医用液冷藏箱、医用冷冻箱，这就意味着普通的家用、商用冰箱根本不可能代替生物冰箱，这就是两者优良大的区别。