

北京ERBE爱博 0116 钳芯需要多长时间

产品名称	北京ERBE爱博 0116 钳芯需要多长时间
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Linvatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

ERBE 爱博电凝钳维修更换

广州云启医疗设备有限公司位于广州市天河区，是一家以保养，维修，保修的技术服务公司。公司拥有一批，经验丰富的维修队伍，并配备完整的测试仪器和各种工具，主要可检测维修：摄像主机，电刀类，动力系统，电子镜纤维镜，硬管镜系列，输尿管镜维修、椎间孔镜维修，手术器械，B超探头。我公司已为众多的医院 公司等行业提供了大量的技术支持和优质服务，以精湛的维修技术和优良的服务赢得了用户的一致赞誉和好评。

除锈和润滑保养

- 1、带有机物污染的器械初步处理不及时，易导致其产生锈蚀。
- 2、回收器械清洗效果检测.中国消毒学杂志/张秀奎报道，未经过除锈处理的回收器械直接按相同程序进行清洗，目测检查符合清洗洁净质量要求的仅为84.2%。
- 3、从临床回收的污染器械首先将已生锈的器械采用专用除锈剂进行除锈处理，然后进行常规清洗，清洗后再作煮沸、润滑、干燥处理。这种处理方法不仅有利于压力蒸汽灭菌，还可对器械起到保养、延长其使用寿命的作用。
- 4、曾卫红《手术器械润滑保养的方法比较研究》报道，器械的防锈应使用器械专用润滑油，它主要由三种天然硅树脂组成的无粘性、无毒性的水溶性润滑剂，它可在器械表面形成一层保护膜，保护膜可被灭菌因子穿透，防止空气中的氧与器械表面接触，从而具有润滑、防锈、抑菌三重作用。

手术器械的维护和保养

正确的清洗、保养和消毒，将会保证手术器械起到指定的作用、并且能延长他们的使用寿命。使用前必须对器械进行检验以免存在损坏、磨损或功能失效。要认真检验关键的不能触到的区域、连接和所有活动部位、损坏或有缺陷的器械不应继续使用。要对其进行维修或报废。

使用前注意事项：对精细手术剪要进行特殊处理，以免损伤尖部、在清洗和消毒过程中要谨慎操作、应使用无纤维的海面擦掉所有血迹和碎屑、在连续处不应加给过大的压力和应力，错误使用将导致错位或在鳃部和头部产生裂纹。咬骨钳和咬骨剪，只能用于咬切或剪切骨头，而不能用于剪钢丝或销子，在使用过程中不能扭转或对器械施加过大的压力。在处理污染生物的器械时要穿戴保护手套、眼罩和保护衣服。不同金属材料的器械应该分开处理，以避免在不同金属之间产生电解反应。

维修案例：

设备名称：youshi双极电凝钳

检测故障：无法工作绝缘外管坏线缆断手柄不通电

维修方案：更换绝缘外管，维修配件，重接线缆

维修周期：3个工作日

保修周期：1个月

云启医疗（全称广州云启医疗设备有限公司）成立于2016年1月，公司位于珠村七夕公园附近的豪汇商务中心，主要维修医用内窥镜及周边设备、附件、手术器械、技术服务和进口耗材的销售。我们拥有技术人员，维修国内外各大品牌的手术器械以及为您解决技术服务(维护保养)和附件、配件及耗材供应。作为第三方维修服务商，我们还承担非本公司销售的产品维修业务。我们期待着，期待着与您的真诚合作……

广州云启医疗-维修超声刀、超声换能器

强生超声刀：

钳头掉\断、铆钉脱落、绝缘片脱落、绝缘片烧焦、按键失效、刀头外壳断裂

Olympus超声刀：

绝缘片脱落、绝缘皮老化、更换钳芯

强生换能器手柄：

无次数剩余、无法识别手柄、提示更换器械、螺杆断、手柄线缆断、电缆线外皮破损等

维修案例一：

设备名称：KanGE r电凝钳

检测故障：钳头坏钳头坏

维修方案：更换钳头连接杆。

维修周期：10个工作日

维修案例二：

STORZ 33121 双极电凝剪

故障检测：钳管连松动，无法正常连接使用

维修方案：拆开维修，调整方向，重新固定

保修周期：非人为保修 1个月