

# 台式加压冷热敷治疗仪，新款加压冷疗仪

产品名称	台式加压冷热敷治疗仪，新款加压冷疗仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	280990.00/台
规格参数	品牌:清领 型号:TEMP220 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

脉动加压冷热敷机治疗系统

型号：LF-660

传统冷敷：

1、冰块冰敷温度不可控，与不贴合，冰敷效果不佳。皮肤温度至少降至20 以下，关节腔内温度才会下降。国外Schroder等认为只要皮肤及皮下组织温度降到10-15，关节腔内温度就可达到要求。

而冰块冰敷时，温度会由低变高，冰敷温度无法维持恒定冷敷效果不佳。

2、错误冷敷方式可能引发“继发效应”继发效应是指用热或用冷超过一定的时间，产生与生理效应相反的作用。继发效应是身体的一种防御反应，可保护机体免受损伤。当使用过冷的温度长时间冰敷时，组织下血管收缩，可能会导致局部缺血。机体会调节，强制血管扩张，进一步造成二次出血。

为保护患者，必须合理控制冷敷温度和时间！

新一代冷热敷机：

目前，临床针对冷敷治疗时间和方式尚未有标准化指导方针，一般根据病人临床症状，如疼痛、肿胀、渗出等情况，临床有不同的治疗方案：

- 1.间隔性冷敷方法：每天2-4次，每次治疗20~30min。温度范围控制在10-15（年轻人耐受能力强，温度可低些。老年人耐受能力差，温度可高些，提高治疗度，一般在18左右）
- 2.持续性冷敷: 24小时持续冷敷（冷敷温度15-18）；  
也可48小时内冷敷，每次两个小时，间隔一小时（冷敷温度15-18）  
关节置换、关节镜等术后持续6小时冷敷（冷敷温度15）
- 3.音乐疗法：以心理治疗的理论和方法为基础，运用18首内置国际康复名曲特有的生理、心理效应，通过各种专门设计的音乐行为，经历音乐体验，达到消除心理障碍，改善患者情绪的目的。
- 4.压力栓疗法：采用持续、间断、多模式脉动水压加压改善微循环，加速组织组织液回流，加速促进患者快速恢复静脉VTE)的形成。
- 5.热敷疗法：促进局部血液循环、代谢，利于伤口愈合，缓解肌肉抽筋，促进炎性物质吸收，可选配中药热敷，促进患者快速康复。

新一代加压冷敷治疗机产品卖点：国产产品

- 1 制冷速度快一分钟迅速制冷
- 2 电子制冷无机械摩擦和损耗，可长时间连续工作不停机
- 3 不用制冷媒，环保无污染，体积小，噪音低
- 4 脉动循环加压，避免长时间冷敷形成静脉血栓
- 5 自动化程度高，性能稳定免维护
- 6 功能强大，冷敷热敷脉动加压机于一体

7适用范围广，各种外伤、骨伤、疼痛肿胀、发烧发热患者均可使用

关于航天级半导体制冷原理：冷敷机核心的一个技术就是制冷技术，我们公司自2007年就开始了冷敷产品的研发和生产，产品更迭顺序是冰袋——加冰水混合物的冰桶——压缩机制冷冷敷机——半导体制冷冷敷机——半导体制冷冷热敷机，技术稳重求进，把航天级半导体制冷技术运用到医用冷敷设备上面的厂家。