

加压冷敷治疗仪 煜博医疗器械 厂家销售

产品名称	加压冷敷治疗仪 煜博医疗器械 厂家销售
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

加压冷敷治疗仪

对于和外伤造成的肢体肿胀在内采用加压冷热敷机已经被是有效的手段。脉动加压冷热敷机替代了所有冰敷的传统方法，使用纯物理疗法，使用效果明显，操作方便，效果显著，产品选用气压型，专护型水囊，适应身体各个部位使用，给患者带来意想不到的效果。全自动加压冷热敷治疗仪适用范围1、各类骨折、骨创伤、骨等疾病，各类手术的术前准备和术后。2、各类关节镜、椎间孔镜及脊柱矫形、固定术后。3、各类急性软组织疼痛的。4、人工膝关节、髌关节等假体置换术后。5、急性软组织损伤，急性滑膜炎，各类运动损伤。6、各类术后功能训练预防肿痛。全自动加压冷热敷治疗仪特点1、技术：航天级半导体制冷技术，清洁能源，可靠免维护；2、准精：温控技术，温度误差 ± 0.5 ；3、液体可循环，冷量交换**；4、体验：人体解剖学设计冰囊，与关节贴合性强，冷效果*优，冰囊采用医用高分子材质，可消毒重复使用，冰囊可X光线，材质柔软，舒适度*好；5、支持：多方案可选，根据病患**针对性措施；6、缺水、堵塞、水温异常等报警，多重防护；7、简易：各种参数显示，界面简单清晰，易操作；8、操作：普通人员装机培训即可操作，无需证书；冰敷对于运动损伤来说，是非常重要的手段或者一种方法。在工作中也发现，对于外伤的患者采用冰敷的方法能起到控制、减轻水肿、缓解疼痛的作用。冰敷先要在疼痛或肿胀明显的部位，使用的冷敷设备（冰敷仪）是必须的。其次，冰敷的时间是每次持续20-30分钟左右，每次间隔在2-3个小时，2-3个小时之后反复冰敷，疗程控制在冰敷效果，也有人说控制在48小时内冰敷是好的。对于训练之后，关节出现肿痛、发热的患者，时间可以延长，只要有红、肿、热、痛表现的时候，都可以采用冰敷的方法。加压冷热敷治疗仪特点新科技：采用全自动半导体制冷，热系统，制温速度快，免维护，对环境没污染。操作简单，准备时间短，减轻医护人员工作强度。工作时间：可长时间不间断连续工作，可持续工作四天四夜可靠。功能强大：冷敷，热敷，脉动，加压于一体。适用范围广：各种外伤，骨伤，发热，发烧，疼痛肿胀等患者。自动化程度：液位探测装置，超限，超时，过载，过压，超温，缺水自锁保护装置。保护功能：采用进口元件，性能稳定，免维护，易操作。我们公司“诚信、**”为企业精神，坚持以优良的技术、高质量的产品、完善的服务为广大客户提供满意的服务，也是我们不懈追求的动力。