

加压冷热敷治疗仪在康复科的应用

产品名称	加压冷热敷治疗仪在康复科的应用
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:清领 型号:TEMP220 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

加压冷热敷治疗仪

如何更好的促进患者的快速康复？

符合国际康复指南的治疗方案：

RICE疗法：Rest, Ice（冰敷），Compression（加压），Elevation

POLICE疗法：Protect，Optimal Loading，Ice（冰敷），Compression（加压），Elevation

填补术前24小时及术后72小时急性期物理因子治疗空白！

临床使用方法

间隔性冷敷方法：

每天2-4次，每次治疗20~30min。温度范围控制在10-15（年轻人耐受能力强，温度可低些。老年人耐受能力差，温度可高些，提高治疗舒适度，一般在18左右）

持续性冷敷:

24小时持续冷敷（冷敷温度15-18℃）；

也可48小时内冷敷，每次两个小时，间隔一小时（冷敷温度15-18℃）

关节置换、关节镜等术后持续6小时冷敷（冷敷温度15℃）