

# 新一代触屏加压冷热度治疗系统

产品名称	新一代触屏加压冷热度治疗系统
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:清领 型号:TEMP220 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

### 新一代加压冷热度治疗系统

热敷是康复理疗常见的使用方法。

低温烫伤的温度一般是在44-51℃，温度 > 44℃，持续作用时间 > 6小时，可引起皮肤组织出现不可逆损伤。低温烫伤常见于热水袋、暖宝宝等，刚开始感觉温度不是特别热，但长时间作用于皮肤表面，可导致皮肤表皮。患者肿胀一般较明显，疼痛不明显，但表皮创面烫伤程度较深。如果是小面积烫伤，经过换药处理，可以愈合。但如果是面积较大、深度较深的创伤，可能导致皮下组织损伤

以上情况得知，热敷并不是温度越高也好，临床试验证明，安全的热敷温度临界点在41-42度，太高很容易造成烫伤。

因此在热敷过程中，带上实时体温监测的功能十分重要，那么满足这一要求的产品就是目前新研发上市的清领加压冷热敷机。

骨科术前术后进行间歇性冷敷可设置为标准治疗方式，因为大家都知道肿胀是不能进行手术的，所以术前需要用冷敷进行消肿，术后的话国家规定48/72小时内都要进行间歇性冷敷来降温止痛促进伤口愈合的，骨科一个病人前前后后大概要冷敷十五到二十次左右，每次的冷敷时间为15-20分钟，每次冷敷中间间隔时间2小时左右。

使用科室：骨科（主推）、康复科、运动创伤科、医学美容整形（面部水囊）、儿科肿瘤科（物理降温水囊）

市场前景好：

- 1 市场空百80%以上；
- 2 国内冷敷产品竞品非常少
- 3 上量 多科室可用，平均3个病房可备一台
- 4 医院刚需设备（冷敷一直都需要，理念好接受）；

加压冷热敷机LF-660又称冷疗机冷疗仪冰敷机等，是一款针对骨科、康复科、疼痛科、儿科、急诊、医学美容科、运动创伤科等相关科室的加压和冷敷相结合对病人关节部位进行循环加压冷敷治疗可达到降温止痛、消肿止渗作用的医疗设备。