

康复科加压冷热敷治疗系统-煜博TEMP220冷疗仪

产品名称	康复科加压冷热敷治疗系统-煜博TEMP220冷疗仪
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

康复冷热敷机

型号：TEMP220

热敷的禁忌：

热敷可以促进血液循环，维持体温的相对恒定，缓解疼痛，使炎症得到控制或消散，有助于坏死组织的清除及组织但是，使用热敷时，一定要掌握否则不但疾病难以康复，还可能导致病情加重。

- 1、急性腹部疾患，比如说急性尚未明确诊断前不宜用热敷。热敷虽能减轻但易掩盖病情真相而贻误诊断和治疗。
- 2、面部危险三角区有化脓时不可热敷。面部危险三角区指的是两侧口角至鼻根连线所形成的三角形区域。因该处血管丰富又无瓣膜，且与颅内海绵窦相通；热疗能使血管扩张，导致和进入血循环，使炎症扩散，造成严重的颅内出血。
- 3、各种脏器出血者禁用热敷。因热敷可使局部血管扩张，增加脏器的血流量和血管的通透性，从而加重出血。
- 4、软组织挫伤或砸伤初期（前两天）不可用热敷。因热敷可促进血液循环，增加皮下出肿，加重疼痛。
- 5、皮肤皮炎处，不应使用热敷。因热敷后可使局部温度升高，会使繁殖和分泌物增多，

甚至增加渗出，而加重病情。

适用范围:

骨科，疼痛科，康复科，中医科，创伤科，儿科，手足外科，五官科科，运动创伤科患者等。

全国甲类医保报销，全国统一收费编码

产品原理:

冷热敷机采用全自动半导体制温和全自动脉动加压技术，通过模块化设计，可快速的对温度进行控制和设定，并可同时外加压力促进血液循环，再结合温度传导快保温，生物相容性好TPU聚氨酯材质的水囊冷，热敷于不同用于不同人群，来达到绿色安全的治疗和康复之目的。