

冷敷加压治疗仪

产品名称	冷敷加压治疗仪
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街58号1号楼二楼东
联系电话	17334889399 17334889399

产品详情

冷敷加压治疗仪

脉动加压冷热敷机采用全自动半导体制温和全自动脉动加压技术，通过模块化设计，可快速的对温度进行控制和设定，并可同时外加压力促进血液循环，再结合温度传导快、舒适保温、生物相容性好TPU聚氨酯材质的水囊冷敷于不同部位，用于不同人群。冰敷是关节松动的重要环节，其主要原理有以下几个：1、冰冷导致局部血管收缩，抑制血液循环，减少伤后；2、局部降温抑制了损伤局部机体自身代谢水平，减少了损伤后局部炎性物质的积累，减轻了炎症反应；3、冰冷抑制传导，简单来说降低疼痛的程度。全自动加压冷热敷治疗仪适用范围1、各类骨折、骨创伤、骨等疾病，各类手术的术前准备和术后。2、各类关节镜、椎间孔镜及脊柱矫形、固定术后。3、各类急性软组织疼痛的。4、人工膝关节、髋关节等假体置换术后。5、急性软组织损伤，急性滑膜炎，各类运动损伤。6、各类术后功能训练预防肿痛。加压冷热敷治疗仪特点新科技：采用全自动半导体制冷，热系统，制温速度快，免维护，对环境没污染。操作简单，准备时间短，减轻医护人员工作强度。工作时间：可长时间不间断连续工作，可持续工作四天四夜可靠。功能强大：冷敷，热敷，脉动，加压力于一体。适用范围广：各种外伤，骨伤，发热，发烧，疼痛肿胀等患者。自动化程度：液位探测装置，超限，超时，过载，过压，超温，缺水自锁保护装置。保护功能：采用进口元件，性能稳定，免维护，易操作。冰敷对于运动损伤来说，是非常重要的手段或者一种方法。在工作中也发现，对于外伤的患者采用冰敷的方法能起到控制、减轻水肿、缓解疼痛的作用。冰敷先要在疼痛或肿胀明显的部位，使用的冷敷设备（冰敷仪）是必须的。其次，冰敷的时间是每次持续20-30分钟左右，每次间隔在2-3个小时，2-3个小时之后反复冰敷，疗程控制在内冰敷效果，也有人说控制在48小时内冰敷是好的。对于训练之后，关节出现肿痛、发热的患者，时间可以延长，只要有红、肿、热、痛表现的时候，都可以采用冰敷的方法。我们公司始终秉承“诚信、互助、共生、共赢”的经营理念，凭借实力、出众品质建立良好合作关系，我们真诚的希望能与广大新老客户一起携手共创美好未来！