

外科康复引导品牌——清领LF-660加压冷热敷机

产品名称	外科康复引导品牌——清领LF-660加压冷热敷机
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:半导体制冷 型号:TEMP220 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

康复引导品牌——清领LF-660冷热敷机

LF-660型全自动加压冷热敷治疗系统采用航天级半导体制冷技术，结合全自动加压循环冷热敷治疗原理，可满足临床病患围手术期的镇痛、消肿、减渗等整体治疗方案需求。

清领医疗公司推出的全新一代全自动加压冷热敷治疗系统，以其多功能多样化治疗方案、先进半导体制冷温控技术，临床专家指导升级建议和临床经验积累等优势,成为全球同类产品的代表。

产品功能

全自动加压冷敷功能

全自动加压热敷功能

多模式水压加压功能

音乐疗法功能

体温(选配)、水压监测功能

适应范围

各类骨折、骨创伤、骨肿瘤等骨科疾病，骨科各类手术的术前准备和术后治疗。

各类关节镜、椎间孔镜及脊柱矫形、固定术后治疗。

各类急性软组织疼痛的康复治疗

人工膝关节、髋关节等假体置换术后治疗。

急性软组织挫伤，急性滑膜炎，各类运动型损伤。

各类术后功能训练预防肿痛治疗，康复锻炼治疗。

低温的温度一般是在44-51℃，温度 > 44℃，持续作用时间 > 6小时，可引起皮肤表皮层组织出现不可逆损伤。低温常见于热水袋、暖宝宝等，刚开始感觉温度不是特别热，但长时间作用于皮肤表面，可导致皮肤表皮坏死。患者肿胀一般较明显，疼痛不明显，但表皮创面程度较深。如果是小面积，经过换药处理，可以愈合。但如果是面积较大、深度较深的创伤，可能导致皮下组织损伤

以上情况得知，热敷并不是温度越高也好，临床试验证明，安全的热敷温度临界点在41-42度，太高很容易造成。

因此在热敷过程中，带上实时体温监测的功能十分重要，那么满足这一要求的产品就是目前新研发上市的清领加压冷热敷机。