

紫杉醇白蛋白20-30度恒温柜

产品名称	紫杉醇白蛋白20-30度恒温柜
公司名称	北京福意电器有限公司营销部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804756 13910804756

产品详情

北京福意电器有限公司主要经营：医用恒温箱，医用药品加温箱，器械干燥箱，手术器械烘干机，医用冷藏柜，医用冰箱等产品。公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持用户至上 用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。

技术参数： FYL-YS-100 480*490*840 72L 220V 0.56Kwh/24h -18 R600a/47 27kg FYL-YS-128 550*560*850 88L 220V 0.56Kwh/24h -28 R600a/47 30kg

福意联冷链及恒温设备正式凭借可靠的产品、以社会责任为己任的服务理念赢得用户的赞许和，作为行业内得到广大用户认可的企业，我们深感荣幸，更让我们坚定做事业必须以良心为出发点，始终坚持消费者利益的基础上，不断的检视自己是否真正的做出对社会有意义的事，而不是把别人的利益和生命作为代价来获得一己私利。用我们可靠的产品，用不断的创新理念去塑造属于我们福意联品牌强大的生命力。

注意事项: 1、仪器不允许在有潮湿及腐蚀性气体的环境中存放和使用。

2、使用（长时间未使用情况下）本机必须工作2小时后方能作检测，以免使用数值不准确。 3、由于某些原因断电或停电，应立即关掉电源开关，若需重新启动，必须间隔30分钟以上方能开机，以免急速开机烧毁压缩机。 4、在搬运时严禁将仪器倾斜45°以上。 5、电压不稳定时，需用稳压器调节：220V 50H 215A 6、本仪器只可用于试验室化验用，不可做普通冰柜使用，否则不予保修。

7、严禁在不使用时长时间运行。 8、本仪器经长途运输或搬运，需静置2小时以后方能使用。

9、本仪器操作时必需按照说明操作，否则出现任何情况与本厂无关。

紫杉醇白蛋白20-30度恒温柜