

DJ-III型 理疗用体表电极 电极片

产品名称	DJ-III型 理疗用体表电极 电极片
公司名称	郑州大鲸医疗科技有限公司
价格	35.00/袋
规格参数	品牌:大鲸 型号:DJ-III 产地:郑州大鲸医疗科技有限公司
公司地址	郑州郑东新区CBD建业总部港C座10层
联系电话	18037270222 18037270222

产品详情

DJ-III型 理疗用体表电极 理疗电极片

产品使用提示:

- 1、贴片所贴的部位，不能有汗水、水滴和脏污。
- 2、将自粘电极片与导线连结上。
- 3、使用前先撕开粘片上的隔离膜。
- 4、将自粘电极附到需的部位或相应穴位并压紧。在粘贴的穴位处用酒精擦一下，待酒精挥发后粘贴，酒精具有消毒、去污及增强电疗的效果；
- 5、结束后，将电极与线分开，盖上保护膜片。
- 6、粘力不足时，可用清水清洗表面，污物去除后，晾干，可恢复粘贴力。
- 7、自粘电极属易耗件，请爱护使用，使用前后用清水对粘胶片进行清洗护理，皮肤油脂或油性物质会加速粘胶片的老化失效，前应注意清除皮肤油脂，平时应避免其接触油性物质

理疗用体表电极，在我国有很久的发展史，应用也很广泛，是医院临床机构普遍常用的一种耗材，而且理疗电极片、理疗用体表电极的规则型号也是多种多样。可根据科室选择不同的类型。

有规则型和无规则型，但是归根结底，都是为了适应不同的症状定制的不同规格的，比如，体表康复恢复以方形和圆形为主，这其中有些有尾巴线和纽扣的。妇科用乳腺电极片，则通常形状是月牙形，而至于吞咽使用的电极片，就好似葫芦形状，还有心电电极等等，诸如此类。

一是效果命名，还有就是形体命名。