

科学低温康复治疗中心-加压冷热敷治疗系统

产品名称	科学低温康复治疗中心-加压冷热敷治疗系统
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:清领 型号:TEMP220 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

科学低温康复治疗中心-加压冷热敷治疗系统 冰袋冷敷具有一系列弊端：

1、冰袋温度低，温度不可控，易形成二次伤害。 2、冰袋较硬，不好固定，造成贴合度差，终导致冷敷效果大大降低。我公司正是结合这一系列弊端，开发出冷热敷治疗仪。
3、温度恒温，不能达到理想的冷敷效果 4、体积大、临床运转麻烦 5、首先冷敷温度不是越低越好，经过专家多年临床实验数据所得，人体佳冷敷温度是9-13度，我公司冷热敷治疗仪温度可调区间是1度，完全能满足临床上各种冷敷的需求。且每一度都可调。清领的冷热敷治疗仪冰囊采用聚氨酯材料，生物相容性高，并且十分柔软，贴合度高达98%以上，是冷敷效果大大提高。冷热敷治疗仪同时还具备一个脉动加压的辅助功能，它的作用就相当于按摩，可以让患者边冷敷边按摩，杜绝静脉血栓的形成。

骨裂肿了能够冷敷吗

负伤48钟头以内可以用冷敷外用，骨折先固定不动，避免二次损害，必要得话，手术治疗复位。

1、应急医治

在遭受到撕脱性骨折时（负伤位置一般会迅速血肿发胀，痛感强），这时千万别挪动负伤位置（多产生于脚裸，膝关节、腕关节位置），快速到医院门诊就医于急诊科和外科、放射科查验医治。

撕脱性骨折固定不动后，关键是注意休息降低损伤位置活动注意保暖。

2、一般医治

医治时要有用药治疗也要有仪器设备或者中医针灸，也有便是要提升周边的肌肉群得能量，尤其是小肌肉群的，记牢是膝关节的肌肉群，而不是大腿根部，自然，大腿根部也是要练得，可是关键還是膝关节。

建议跪姿不必过深，30到45夹角，跪姿时间不必太长，10分钟以上，20分钟下列；不好得话能够蹲的再

浅一些，可是时间是要10分钟以上。医治期内能够融合中药治疗，比如吃一些活血化瘀的药品或是做一些自身中医理疗健身运动等。

骨科术前术后进行间歇性冷敷可设置为标准治疗方式，因为大家都知道肿胀是不能进行手术的，所以术前需要用冷敷进行消肿，术后的话国家规定48/72小时内都要进行间歇性冷敷来降温止痛促进伤口愈合的，骨科一个病人前前后后大概要冷敷十五到二十次左右，每次的冷敷时间为15-20分钟，每次冷敷中间间隔时间2小时左右。

使用科室：骨科（主推）、康复科、运动创伤科、医学美容整形（面部水囊）、儿科肿瘤科（物理降温水囊）

市场前景好：

- 1 市场空白80%以上；
- 2 国内冷敷产品竞品非常少
- 3 上量 多科室可用，平均3个病房可备一台
- 4 医院刚需设备（冷敷一直都需要，理念好接受）；

加压冷热敷机LF-660又称冷疗机冷疗仪冰敷机等，是一款针对骨科、康复科、疼痛科、儿科、急诊、医学美容科、运动创伤科等相关科室的加压和冷敷相结合对病人关节部位进行循环加压冷敷治疗可达到降温止痛、消肿止渗作用的医疗设备。