

洲济 ZJ-F108.22 钛夹钳维修找哪里

产品名称	洲济 ZJ-F108.22 钛夹钳维修找哪里
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:洲济 型号:ZJ-F108.22 类别:钛夹钳
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

洲济钛夹钳维修更换

广州云启医疗设备有限公司是以医疗手术器械维修的公司。公司拥有一批的维修人员和先进的检测仪器。本着“技术精粹、维护及时、售后周到”的原则，竭诚为新老客户服务，现已成为众多公司及医院的医疗设备维修、保养承包商。公司遵循着“信誉，服务至上”的服务宗旨，面对新的挑战，我公司将继续运用现代的管理思想和技能技术，为客户提供、及时的服务。

消毒隔离措施。

- 1、手工清洗时应保证清洗液的有效性。做到一次性使用，即只清洗一台次的手术器械后就换；在液面下刷洗器械，避免水滴飞溅产生气溶胶污染；能拆卸的器械尽量拆卸后清洗，以免产生清洗的死角。
- 2、机器清洗时应注意器械的清洗量和摆放方式，以免影响清洗效果。
- 3、常规污染的手术器械执行先清洗后消毒的处理步骤。HIV、HBV等特殊污染器械执行先消毒后清洗的处理步骤。
- 4、热水消毒温度大于90℃，时间5min；化学消毒通常采用含氯消毒液，有效氯含量大于1000mg/L，作用时间10min左右。消毒液以台次手术器械为单位一次性使用，消毒后的器械应彻底冲洗，避免有毒残留和腐蚀器械。

手术器械回收清洗过程的消毒隔离

- 1、手术器械回收清点时，边清点边用干净纱布擦除同一台手术器械表面的污物，擦拭后的纱布作高效消

毒或焚烧处理。

2、清点好的器械以台次为单位存放在专用容器内。

3、运送器械用专用密封整理箱装放，避免污染扩散。

4、回收清点后的器械应尽快加以清洗，根据器械性能选择不同的清洗消毒方法和采用不同的

维修案例：

福澳 A145 钛夹钳 钳头坏，不见半边

设备名称：福澳 A145 钛夹钳

检测结果：钳头坏，不见半边

维修方案：无法维修，建议以旧换新

维修周期：7个工作日

保修周期：非人为保1个月

广州云启医疗设备有限公司成立于2016年，注册资本100万。目前致力于医疗器械维修、外科设备维修、进口品牌耗材销售等。云启医疗始终坚持“提供优质服务，服务大众”的理念，秉承并发扬“诚实守信”，对客户负责，坚决并充分保障客户的利益，持续稳定的为客户提供质量过硬的维修技术和稳妥、热心、优质、高效的服务。“谨慎承诺、承诺必信”，您的评价和口碑是对我们大的奖赏。我们致力于：维修器械做到好，尽量做到零返修率！

广州云启-手术器械维修

手术器械常见故障：

咬骨钳：

钳头坏手柄弹簧片断、钳头连接销脱落、拉杆断、外管与手柄连接处断

钛夹钳：

钳头断、拉杆断、手柄旋钮坏、手柄弹簧片断

分离钳、分离剪：

拉杆断、手柄断、外皮破损、钳口/剪刀错位

操作手件：

导电模块坏、弹簧缺失、手柄连接散架、镜子卡口坏

持针器：

拉杆断、钳口夹片磨损、拉杆过长、钳头断、连接销断、锁紧装置打滑等

活检钳：

钳口崩缺、钳头断、连接板断、连接脱焊、拉杆断、钢丝断或弹力不够、弹簧管与手柄连接脱开、钳头弹不开、弹簧管内堵塞等。

输尿管镜镜桥：

水阀断、连接处坏

维修案例一：

设备名称：Stryker707-000C钛夹钳

检测故障：夹不稳，有缝隙，角度不够钳头松，角度不够。

维修方案：加焊钳头，调整角度。

维修周期：3个工作日

保修周期：1个月

维修案例二：