

AMC-100 TOC分析仪

产品名称	AMC-100 TOC分析仪
公司名称	亚美滤膜(南通)有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:AMC 型号:AMC-100TOC分析仪 类型:水质在线分析仪
公司地址	中国 上海市普陀区 曹杨路450号绿地和创大厦1703室
联系电话	86 021 51082131 13818976498

产品详情

品牌	AMC	型号	AMC-100 TOC分析仪
类型	水质在线分析仪	测量范围	0.001mg/L ~ 1.000 mg/L
测量精度	± 4% 测试范围	电源电压	220V
分辨率	0.001mg /L	用途	制药用水、注射用水、超纯水和去离子水的在线及离线的检测

amc-100总有机碳 (toc) 分析仪是美国亚美滤膜有限公司自主研发的高精度总有机碳分析仪器。产品使用电导率差值检测技术，检测精度高，响应时间短。产品符合国家法规和标准，可满足制药用水、注射用水、超纯水和去离子水的在线及离线的检测要求。

本仪器采用紫外氧化的原理，将样品中的有机物氧化为二氧化碳，二氧化碳的测试采用的是直接电导率法，通过测试经过氧化反应的样品的总碳含量和未经过氧化反应的样品总无机碳的含量差值来测定总有机碳含量，即：总有机碳 (toc) =总碳 (tc) -总无机碳 (tic)。

优异表现：

*	在使用、贮存和更换过程中不需要气体或试剂，无移动部件，减少维修和维护成本。
*	触摸屏设计，纯中文操作方便简易。

*	针对制药用水（toc含量在1000ppb以下）总有机碳含量的检测设计，可以任意选择在线和离线两种模式中的进行检测。
*	配备大量的储存空间，能够存储大量的测试数据。
*	中文打印，输出测试参数、测试结果。
*	仪器采用便携设计，使用轻便，方便移动至取样点。
*	当测试样品浓度超过规定限度，仪器能够自动报警，并输出控制信号。
*	仪器采用了科学的用户分级管理和电子签名技术。
*	采用高灵敏度cpu，增加了数据测试的灵敏度及测试结果的重复性。
*	符合国家新版药典规定的测试方案，可以提供 iq/oq/pq 服务

应用领域：

*	制药用水（纯化水、注射用水）的在线监测和实验室测试，以及清洁验证；
*	环保测试、电子行业、食品行业等。

性能规格：

测量范围	0.001mg/l ~ 1.000 mg/l
精度	± 4% 测试范围
分辨率	0.001mg/l

分析时间	连续分析
响应时间	6分钟之内
检测极限	0.001mg /l
样品温度	1- 90
重复性误差	3%
电源要求/功能	220v
显示屏	彩色触摸屏