

# 实验室防火柜组合式

产品名称	实验室防火柜组合式
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

## 产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 实验室防火柜组合式实验室防火柜

### 技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL803000
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	CL803001
蓝色型号	CL80202	CL80402	CL801002	CL801202	CL803002	CL803002
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45
重量 (千克)	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106
容积 (加仑/升)	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/170
可调层板 (块)	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/手动
外型尺寸 (高*宽*深/厘米)	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*109*46

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀型液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。Fe<sup>3+</sup>、Fe<sup>2+</sup>、Zn<sup>2+</sup>、Pb<sup>2+</sup>离子的去除去除Fe<sup>3+</sup>、Fe<sup>2+</sup>、Zn<sup>2+</sup>、Pb<sup>2+</sup>等金属离子，可以加入碱，形成Fe(OH)<sub>3</sub>、Fe(OH)<sub>2</sub>、Zn(OH)<sub>2</sub>和Pb(OH)<sub>2</sub>沉淀，即可去除。由于Fe(OH)<sub>2</sub>溶解度较大，沉淀效果不佳，需将Fe<sup>2+</sup>氧化成Fe<sup>3+</sup>才有利于Fe<sup>2+</sup>的去除。磷酸盐的去除磷酸盐的去除，主要有生物除磷和化学除磷两大类方法。污水厂进水中有机物含量高的话，采用生物法，一般生活污水采用生物法除磷。一种组合的电化学过程将化碳转化为汽油代用品。如今，通过不同方法产生的电能仍然难以得到有效的储存。化学电池、液压泵和水裂解遭遇低能量密度储存或者与当前运输基础设施不兼容的问题。比如当前储存电能的方法之一就是利用锂离子电池进行储存，但是储存的能量密度较低。根据212年3月3日发表在Science洛杉矶分校拉夫-帕森基金会(RalphM.ParsonsFoundation)化学工程部门JamesLiao和他的研究小组报道了一种储存电能的方法：将电能转化为高级醇(higheralcohol)携带的化学能进期刊上的一篇文章，美国加州大学行储存。