

# 北京SuperGliss783191SG夹子维修需要多长时间

产品名称	北京SuperGliss783191SG夹子维修需要多长时间
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Linvatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

## 产品详情

北京SuperGliss783191SG夹子维修需要多长时间 北京SuperGliss783191SG夹子维修需要多长时间 广州云启设备有限公司提供手术器械维修，维修手术器械种类涉及：宫腔镜手术器械，腹腔镜手术器械，关节镜手术器械、电切镜手术器械、输尿管肾镜器械、外科手术器械、骨科手术器械等，各类手术器械，我都有自己的加工车床，可定制各类手术器械配件比如：连接板、钳头、螺丝、弹簧、铆钉、磨片、弹片、拉杆、手柄、阀门等

止血钳又叫血管钳，主要用于夹住出血部位的血管或出血点，以达到直接钳夹止血，有时也用于分离组织、牵引缝线。止血钳一般有弯、直两种，并分大、中、小等型。

A. 弯血管钳：用以夹持深部组织或内脏血管出血，有长短两种。

B. 直血管钳：用以夹持浅层组织出血，协助拔针等用。 C. 有齿血管钳（有齿直钳）：用以夹持较厚组织及易滑脱组织内的血管出血，如肠系膜、大网膜等，前端齿可防止滑脱，但不能用以皮下止血。 D.

蚊式血管钳：为细小精巧的血管钳，有直、弯(straight,curved)两种，用于脏器、面部及整形等手术的止血，不宜做大块组织钳夹用。血管钳使用基本同手术剪，但放开时用拇指和食指持住血管钳一个环口，中指和无名指挡住另一环口，将拇指和无名指轻轻用力对顶即可。

腹腔镜器械的清洗 清洗干净后放在器械专用润滑液里润滑约2min后取出，并将各关节各钳叶打开，有管腔的器械用高压向管腔吹入压缩气体直至无水分排出，使其充分干燥，横放或悬挂在阴凉干燥的专用贮存柜内备用。

维修案例：洲济ZJ-F108.22钛夹 内部连接部件坏 设备名称：洲济ZJ-F108.22钛夹 检测故障：

内部连接部件坏 维修方案：维修组件，重装 维修周期：7个工作日， 保修周期：非人为保修3个月

北京SuperGliss783191SG夹子维修需要多长时间 北京SuperGliss783191SG夹子维修需要多长时间

广州云启设备有限公司坐落于繁忙的广东广州，我们拥有丰富的设备维修经验，也有大量的检测设备及维修用品以供维修客户使用。云启是一家致力于器械设备维修的高新技术企业。

云启拥有的维修团队及，完善的售后服务，立志成为维修领域具有影响力和竞争力的公司。云启拥有充足的备件和的维修团队，经验丰富的维修工程师，高素质的队伍，先进的维修设备和检修仪器，具有解

决维修难题技术顽症的技术实力，为客户提供各种品牌、各种设备的维修，精密仪器，线路板芯片级的维修。浸泡与酶剂的应用

2、观察结果显示，使用多酶清洗液浸泡法其效果明显优于不加多酶清洗剂浸泡的清洗方法。3、比较未浸泡、含氯消毒剂浸泡和含酶清洁剂浸泡的器械清洁效果，发现多酶清洁剂浸泡5min的清洁效果明显优于含氯消毒剂浸泡30min和未浸泡组。4、比较几种不同浸泡方法对外科器械残留血迹的清洁效果，发现多酶洗液浸泡5min法和清洗煮沸法的清洁效果好于其他方法。

5、观察含酶清洗液浸泡3h组比含氯消毒液浸泡3h组清洗时效得到较大提高。维修案例一：  
设备名称：Stryker707-000C钛夹钳 检测故障：夹不稳，有缝隙，角度不够钳头松，角度不够。  
维修方案：加焊钳头，调整角度。 维修周期：3个工作日 保修周期：1个月

维修案例二：NanYu NYA1009.1钛夹钳手柄转轮坏，卡死，钳头不能合闭 设备名称：NanYu NYA1009.1钛夹钳 检测故障：手柄转轮坏，卡死，钳头不能合闭  
维修方案：拆开维修手柄转轮，更换连接部件，调整钳头 维修周期：5个工作日  
保修周期：非人为保一个月

北京SuperGliss783191SG夹子维修需要多长时间 北京SuperGliss783191SG夹子维修需要多长时间

[山西SpinendosSP082781.835活检钳维修推荐](#)