

液体加温式多功能清创机、超声清创治疗仪

产品名称	液体加温式多功能清创机、超声清创治疗仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:二类治疗类 型号:MUI-T8S 产地:重庆
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

腾跃多功能清创机

型号：MUI-T8S

用于创伤、急救、手术水平的提高是杜绝患者后遗症、并发症和死亡的关键要素之一。腾跃多功能洗清创机是一种处理各种外伤及手术伤口为先进的工具，与传统手工操作相比，它具有高效、省时、省力、省材料成本等特点。

一、性能及优势

- 1.适用范围广：适用于所有手术外伤、骨伤、烧伤、皮肤病、糜烂组织以及所有的溃疡等的创面的清创，清洗彻底、愈合快。
- 2.“腾跃”多功能清创机，功能强大，具有脉动压力清创、超声清创、负压吸引三重功能。
- 3.省时安全：所有冲洗管道和冲洗液均采用一次性无菌包装，并置于机器外部，绝无污染，无需消毒。

压力清创速度快，清创彻底，视野清晰，为提高手术质量和抢救赢得时间；

超声波清创对难愈合伤口组织如足、窦道、瘘道、溃疡效果非常显著。超声波产生的空化效应能有效的去除细菌、坏死组织，对正常组织无任何伤害，不接触，达到无痛清创，同时可使药物能迅速进入深层组织，并能促进组织生长，加速愈合；

“腾跃”多功能清创机除具有上述两大功能外，还具有负压吸引回收废液的功能，使诊室和病床保持干

净整洁、避免污染、减少医护人员的劳动强度；

温馨的预温设计，让患者感受到更加的舒适、体贴。

4. 人性化的设计：具有上下限压力报警、液位报警等功能，清洗枪具有不同柱状，伞状、雾状及脉动设计让操作者使用起来更加得心应手。

临床大量试验结论证明，多功能清创机适合各类不同程度的急慢性感染伤口、创面治疗以及各类手术中的运用，达，去除细菌数较之单纯倒水冲洗提高1-2个数量级，细菌清除率达98%以上，加快创面愈合，创面愈合率提高，受治疗病员疼痛感轻微，无任何副作用。

二、经济效益

清创机是一种全新的床旁设备，刚刚引进到国内的临床，故在临床费用上基本按清创术加超声波治疗相结合的收费标准。

清创缝合主要包括以下几个步骤：

1. 清洗皮肤先用无菌纱布覆盖伤口，剃去伤口周围的毛发，戴无菌手套，用无菌毛刷蘸肥皂液刷洗伤口周围皮肤2-3次，范围距伤口边缘5厘米，用生理盐水冲洗，避免使冲洗液流入伤口内。伤口的清洗，揭去覆盖伤口的纱布，用无菌生理盐水冲洗伤口并用无菌小纱球轻轻擦去伤口内的污物和异物。擦干皮肤，用碘伏在伤口周围消毒、铺巾，准备手术。

2. 清理伤口，术者常规洗手、穿手术衣、戴无菌手套，由浅入深探查伤口，去除坏死组织，切除因撕裂或挫伤已经失去活力的皮肤，切除伤口边缘约1-2mm的污染区域并加以修整。另外如果有重要的血管、神经、肌腱的损伤，要进行清创修复。

3. 伤口放置引流条，对于表浅、止血良好伤口，缝合后一般不需要放置引流条，伤口深、损伤大且重、污染严重的伤口，可以放置引流条。后闭合伤口。