

松材线虫DNA快速检测系统

产品名称	松材线虫DNA快速检测系统
公司名称	南京生兴有害生物防治技术股份有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:BX系列定制型
公司地址	南京市江宁区丽泽路99号融创科研中心16幢103室（江宁高新园）（注册地址）
联系电话	4001877288 13675135317

产品详情

产品简介

生兴全新一代松材线虫DNA快速检测系统具有多系统兼容性，兼容等温扩增荧光和等温扩增比色两种系统检测技术。系统配套的检测试剂采用冻干工艺制备，可常温（0-25℃）储存，方便携带。

松材线虫DNA快速检测系统检测作业操作简便，省时高效，系统内置松材线虫DNA自动化检测程序。松木木屑和线虫分离液均可直接上机检测，一键运行，30分钟即可完成样品DNA检测及分析，自动显示检测结果并打印检测报告，无需人工判读。

产品特点

1、多系统兼容性——兼容等温扩增和等温比色两种检测技术

兼容等温扩增荧光和等温扩增比色两种检测技术。采用等温扩增荧光法满足实验室检测环境需求；采用等温扩增比色法，可通过试剂颜色的变化，即可直接判读检测结果。

2、多通量——满足大量样本同时检测

松材线虫DNA快速检测系统检测通量为48个，兼容单管和8联管，内置松材线虫DNA自动化检测程序，一键自动运行，可直接松木木屑和线虫分离液。

3、便携——方便野外快速检测鉴定

便携式松材线虫DNA快速检测系统，无需携带PCR扩增仪或户外电瓶负重设备等，通过车载点烟器电源即可完成现场检测过程，直接判读检测结果。

4、试剂常温保存技术——摆脱冷链依赖

松材线虫DNA快速检测系统配套的检测试剂采用冻干工艺制备，兼容等温扩增荧光和等温扩增比色两种系统检测技术，可常温（0-25℃）储存，无需冷冻储存，摆脱了对冷链运输的依赖，大大提升了试剂的稳定性和实用性。

我公司可根据客户要求定制不同参数（参数优化）、不同功能（功能增添或删除）、不同作业方式（车载型、手持型）等BX系列不同型号的松材线虫DNA快速检测系统，欢迎垂询。