

# 额头冰敷降温仪-物理退烧降温系统 物理降温仪

产品名称	额头冰敷降温仪-物理退烧降温系统 物理降温仪
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:二类治疗类 功能:冷敷、音乐治疗、体温监测 作用:退烧降温
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

儿童物理降温仪

LF-630

发热患者冰敷，可以用清领儿童物理降温仪自带的降温冰囊于局部冷敷，于患者额头或者腋窝等部位。需要注意间隔一段时间以后对冷敷部位进行更换，防止长时间一个部位冷敷而导致患者出现冻伤等情况。在冷敷过程当中需要密切监测体温，测量体温时避免在冷敷部位进行体温测量，以影响检测结果的判读。

总结：儿童发烧发热，正确科学降温很重要。

新一代儿童物理降温机 型号：LF-630

【快速启动】能在极短时间内快速启动。

【及时降温】及时采取有效降温措施对小儿疾病的转归有十分重要的意义。

世界卫生组织建议，发热应选择物理降温。

在保证安全的前提下，符合人体工程学的把手、轻巧灵动的机身设计，操作简便、降温速度快、效果明显，值得在临床中进行推广应用,让临床操作更方便。

采用半导体制冷技术，快速降温，全自动温控，清洁无污染。整机重量仅为2.5kg

该治疗项目已经纳入《全国医疗服务价格项目规范》甲类医保报销

河南清领医疗生产的“物理降温仪”采用电子控温，彩色触摸屏，温度可调可控，极端时间内达到设定的温度。

机器配有温度超高、超低报警功能。红外温度感应器，可实现实时监控患者体温变化。给患者一个舒适且安全的治疗环境。

冷敷注意事项：

冷敷时，要注意观察局部皮肤颜色，出现发紫、麻木时要立即停用。冷敷时间不宜过长，以免影响血液循环。老、幼、衰弱病人，不宜作全身冷敷。

冷敷时，时间一长，毛巾或敷布等会变热，就失去了治疗作用，因此要经常更换。

挫伤、肌肉撕裂伤、内出血等时，开始用冷敷，2~3天后恢复期时，为了促进血液循环，应使用热敷。

对热敷和冷敷这两种湿敷法，要根据病情不同而选择使用，更要记住不同情况的处理原则。