

LINVATEC林弗泰克 C9863 脚踏维修找哪家

产品名称	LINVATEC林弗泰克 C9863 脚踏维修找哪家
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:LINVATEC林弗泰克 型号:C9863 类别:脚踏
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

LINVATEC 林弗泰克动力脚踏维修更换

广州云启医疗设备有限公司从成立至今，我们始终为客户提供好的产品和技术支持，健全的售后服务。我公司主要经营摄像系统/动力系统/内窥镜/手术器械，器械的保养，维修等第三方服务，拥有多名高效经验丰富的医疗设备维修技术人员。公司始终以“诚信为本、服务至上”为宗旨，凭着技术支持与良好的口碑打造公司形象，服务社会，力争为中国的医疗健康事业做出一份贡献。

该款动力系统是微创手术器材，术后都需要消毒。合理的清洗与清毒是手柄使用有效期延长的保证。

首先手术后，刀头与手柄要立刻清洗，清洗手柄时，必须头朝下；禁止浸泡式清洗。

其次刀头与手柄要进行消毒，最好能做到术后内必须消毒完成。其中手柄禁止浸泡式消毒，必须干燥10分钟。手柄的消毒，干燥5分钟是不够的。手柄里有空腔，金属外壳比较厚。

最后消毒方式或以使用可以使用环氧乙烷气体熏，或高温高压消毒、低温等离子消毒。

三、美敦力xps3000动力系统电机驱动板

美敦力xps3000动力系统电机驱动板11210139-00。主要是用于驱动电机的转动。包括驱动电机的摆转、正转、反转等。

四、美敦力xps3000电源板

主要是给系统主机提供一个48v的直流电。

四、美敦力XPS3000常用手柄

美敦力xPS3000magum鼻咽喉科吸切器手柄18-97200，直排引式专利设计手柄，吸引、切割、排出为直线，可高温高压及熏蒸消毒；可连接几十种专用刀头和钻头，用于鼻科、喉科和整形科手术，往复.大转速=5,000转/分钟；单向.大转速=12,000转/分钟；扭矩=108mNm;重量=180克。

维修案例：

设备名称：脚踏

检测故障：线缆有几处破损电缆线故障

维修方案：接线

维修周期：5个工作日内

保修周期：3个月

广州云启医疗设备有限公司是广东省从事各种（国产，进口）医疗设备维修服务的单位。本公司拥有从事医疗设备维修多年的高gao级工程师；拥有国际上先进的测试仪器和的维修人员。本公司技术力量雄厚，检测设备齐全先进，能承接各大，中，小级医院的设备维修和设备维护。经过多年的实践积累，维修工艺日益完善，维修效率不断提高。严格控制维修品的质量，确保每一个维修品质量都能满足临床诊断要求。

广州云启医疗设备有限公司的动力系统维修，彼岸动力系统维常见的维修项目：动力系统主机、刨削动力系统、切割动力系统、旋切系统、气动动力系统、动力手柄、脚踏、气动软轴、骨钻、摆锯、矢状锯、接头等；

彼岸动力系统常见的型号有：

1600206直钻接、1600207弯钻接头、243.42.01主维、S121600614鼻科动力手柄维修、S8高速刨削手柄维、1600200403接头维修、手机弯钻160033、手1600076、1600383牙科手柄、1600005牙科手柄、1600384牙科手柄等

维修案例一：

检测故障：脚踏不灵敏线断

维修方案：重新接线

维修周期：5-7工作日

维修案例二：

AESCULAP GA188脚踏 无法反转。传感器坏，线缆裸露

设备名称：AESCULAP GA188脚踏

故障情况：无法反转。传感器坏，线缆裸露。

维修方案：更换传感器，维修线缆。

维修周期：5个工作日

保修周期：非人为保修3个月