

德国Dr.Goos纯进口介入专用防护系列（轻铅橡胶材料 Supra Ligne）

产品名称	德国Dr.Goos纯进口介入专用防护系列 （轻铅橡胶材料 Supra Ligne）
公司名称	上海爱宝家用医疗器械店
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市宝山区长逸路15号B幢812室
联系电话	18930581035 18917793401

产品详情

德国Dr.Goos纯进口介入专用防护系列（轻铅橡胶材料 Supra Ligne）

德国防护参数

1. 双面防护衣提供前身和后身的全面防护。双面连体防护围裙前0.5mmpb，后0.25mmpb，小号长度为100cm，臂围为110-120cm；中号长度为110cm，臂围为121-130cm；大号长度为120cm，臂围为121-130cm；特大号长度为120cm，臂围为131-140cm。

双面分体防护围裙前0.5mmpb，后0.25mmpb，小号胸围为107cm，裙长60cm；中号胸围为117cm，裙长65cm；大号胸围为117cm，裙长70cm；特大号胸围为127cm，裙长70cm。

2. 提供不低于0.5mmpb铅当量（指前身）。

3. 配备宽腰带，大程度减轻上身的压力。

4. 肩部带有柔软衬垫。

5. 标准粘扣型的前面重叠部分相当于1.0mmpb。

6. 采用，背面和袖子不低于0.25mmpb。

7. 辐射防护服不低于0.5mmpb。

8. 辐射防护帽（铅帽）不低于0.5mmpb。

9. 辐射防护围脖（铅围脖）不低于0.5mmpb。

10. 防护衣的重量根据款式和大小号的不同在5.5kg—6.5kg。

德国铅服，Dr.Goos铅衣，纯进口介入铅衣，轻铅橡胶材料 Supra Ligne

双面连体防护围裙 使用者的X射线防护服

双面的围裙让使用者可以获得全身保护。多用于心脏病医疗领域。带有垫肩和腰带的围裙大大减轻肩部的负荷。

主要材料 Lead Material

轻铅 supralight

不同的含铅量different Lead Equivalent

防护材料：

防护围裙使用两种不同材料制作而成

一、 轻型乙烯铅橡胶材料；

二、 新型天然无铅橡胶材料，它是一种采用高纯度锡和其它一些非铅元素代替了常规橡胶相比，重量要减轻至25%。这种材料不管在生产过程中还是在今后的废物处理几乎不会产生有损坏环境的污染物。

尺寸（cm） size（cm）

名称	面料	国际	国际通行标准长度
双面连体防护围裙	尼龙面料SupraTex和更易清洁的非织造材料SupraSoft	小号small	90/100/110/120cm
		中号medium	90/100/110/120/130cm
		大号large	100/110/120/130cm

标准扣衣方式 standard closure魔术扣

涂层 coverSpurasoft

颜色 colour

标准为蓝色

双面分体防护围裙 使用者的X射线防护服

裙子和背心的结合SV skirt and vest SV

二者的结合分割了肩部和臀部的重量，确保了它的灵活性。

材料 Material

尺寸 (cm) size (cm)

名称	长度	胸围
双面分体防护围裙	60	107
背心		117
		127

扣衣方式 closure魔术扣

颜色 colour标准为蓝色

可选购袖子 (无袖 短袖 长袖)

可以提供其他颜色：

蓝色 墨绿 浅灰 橘红 紫红 粉红 浅绿 藏青