

# LEEP利普刀使用说明 海南LEEP利普刀 医捷迅安

产品名称	LEEP利普刀使用说明 海南LEEP利普刀 医捷迅安
公司名称	武汉医捷迅安商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市洪山区珞狮南路和文荟街交叉口南湖星光时代18层
联系电话	13995560945 13995560945

## 产品详情

由于高频电刀可同时进行切割和凝血，在机械手术刀难以进入和实施的手术中（如：腹部管道结扎、肿物切除）得以普遍应用。高频电刀突出的凝血效果，使它广泛应用在弥漫性渗血部位如、甲状腺、肺部手术中。其他功能一台性能的高频电刀除了具备进行手术等基本功能外，LEEP利普刀高频电刀，还有以下的几项重要功能：1、输出功率指示；2、功率预置、调节；3、极板检测报警；4、工作音频指示；5、输出口防误插功能；6、手控、脚控功能。

ZG-300型高频电刀技术参数：

保护等级 一类 CF

射频漏电流小于150Ma

患者部分对地漏电流小于0.01mA

机箱对地漏电流小于150mA

电源电压：220V/110V 50/60Hz 输入功率：800VA(大.)。

电刀主机开机后系统会自检

当中性电极检测到阻抗在0 ~ 140 时正常工作，否则即报警、电刀停止输出。

有三种声音显示三种不同工作模式:

1. Error Warning 错误报警

2. Cutting & Cogulation 切割和凝血

3. Bipolar 双极

1. 有明显心、肺、脑、肝、功能异常患者。

2. 有严重、患者或心脏安装了起博器的患者（必须在相关指导下方可使用）。

此设备也可同胸腔镜、腹腔镜和关节镜联接

沪通多功能高频电刀GD350-B型 手术室高频电刀 LEEP手术系统产品特点：

1、G350-B型高频电刀是一款多功能大功率高频电刀，海南LEEP利普刀，有六种工作模式，两路功率输出，性能稳定，高，适用于全，多功能LEEP利普刀，配以相应附件还可用于腹腔镜等内镜手术

2、单极功率：0-350W，双极功率：0-50W，能满足手术需求，适用于全

3、六种工作模式：单极纯切、混切1、混切2、混切3、单极凝、双极凝

4、两路输出端口：一个手控刀端口，一个脚控刀端口

LEEP利普刀使用说明-海南LEEP利普刀-

医捷迅安由武汉医捷迅安商贸有限公司提供。武汉医捷迅安商贸有限公司是湖北 武汉, 医疗器械的见证者, 多年来, 公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针, 满足客户需求。在医捷迅安领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈, 共创医捷迅安更加美好的未来。同时本公司还是从事分娩阵痛体验仪, 分娩阵痛体验仪价格, 分娩阵痛体验仪生产厂家的厂家, 欢迎来电咨询。