

手动微量点滴仪

产品名称	手动微量点滴仪
公司名称	上海瑾瑜科学仪器有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市浦东新区康花路499号中天科技园东园3号楼3楼308室
联系电话	58305536 18701958859 18701958859

产品详情

手动微量点滴仪(型号：Burkard PDE0003)

可变滴量微量施药器装有一个1毫升 Burkard注射器，采用luer式安装，可通过滑动一个选择控制旋钮来选择点滴量。点滴量有0.25, 0.5, 1, 2 和 5l可供选择。施药器由不含铁的材料构成，其组成部分经极度阳极处理或电镀为光亮的铬合金磨光表面，其组装方式灵活，使它在使用中可夹固于任何位置。

用途：广泛应用于实验室研究及化学液体定量滴定工作上。例如应用于杀虫剂对某种昆虫的接触试验，对灭菌剂对菌类细胞杀灭时效；或者应用于植物农药残留的研究。国内客户多见于林科院、农科院系统，以及高校和疾控中心！

分析检测对象或工作对象：昆虫、植物叶片、动物等

可变滴量微量施药器装有一个1毫升 Burkard注射器，采用luer式安装，可通过滑动一个选择控制旋钮来选择点滴量。点滴量有0.25, 0.5, 1, 2 和 5l可供选择。施药器由不含铁的材料构成，其组成部分经极度阳极处理或电镀为光亮的铬合金磨光表面，其组装方式灵活，使它在使用中可夹固于任何位置。

Maximum delivery capacity with Burkard 1 ml syringe*大分配容量	500 l
总高度	9 cm (3 inches)
总宽度	12.7 cm (5 inches)
总长度	15.2 cm (6 inches)
千分尺测量盘	10 x 15 cm (4 x 6 inches)

净重量

1.35 kg (3 lb)

毛重

1.92 kg (4.2 lb)

标准配置

- 1、主机1台
- 2、1毫升注射器 1支
- 3、针头 2个