

移液器吸头尺寸 移液器吸头 苏州胥硕

产品名称	移液器吸头尺寸 移液器吸头 苏州胥硕
公司名称	苏州胥硕仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室
联系电话	13913102159

产品详情

如需要达到同等装盒效率，进口移液器吸头品牌，每三年采用人工装盒和 TipCube 装盒两种方式在费用成本上相差近36万RMB。此外，人工装盒还存在着：

—— TipCube 移液器散装吸头智能装盒工作站

- 1、装盒过程中引入的污染风险，移液器吸头，如颗粒、皮屑、油脂等；
- 2、因装盒过程中的意外操作或用力不均导致吸头弯曲、变形或损坏的风险；
- 3、需要单独购买空的吸头盒，常规盒装吸头的吸头盒能重复高温灭菌的次数极其有限；
- 4、其它的潜在风险；

TipCube的主要工作步骤介绍？

TipCube的主要工作步骤介绍？

TipCube是专门为移液器用户和实验室设计的一种用于将移液器吸头装入吸头盒内以便于移液器安装使用的台式自动化设备、系统。TipCube的主要功能就是快速地装移液器吸头，移液器吸头哪个牌子，但不同品牌、规格或型号的移液器吸头在外观形状、尺寸上都会有些区别，因此，在吸头装盒前，应先取一根当前的吸头放入样品盒内，TipCube的自动扫描系统将会自动扫描识别，并根据扫描到的参数自动调节机械、传动机构，以确保移液器吸头的顺利装盒！

多数吸头在制造过程中还会加入少量的添加剂，常见的有：

1, 显色材料。在市场上俗称的蓝吸头 (1000ul) 和黄吸头 (200ul), 就是在聚中加入了相应的显色材料 (我们希望是的色母粒, 而非低廉的工业颜料); 2, 脱模剂。帮助吸头在成形后迅速与模具脱离。当然, 添加剂越多, 在移液过程中发生不受欢迎的化学反应的概率越高。所以好是不加添加剂! 但由于对生产工艺要求比较高, 完全不加添加剂的吸头在市场上凤毛麟角。

移液器吸头自动装盒设备, 每小时装16盒, 每次装8盒

移液器吸头尺寸-移液器吸头-苏州胥硕由苏州胥硕仪器科技有限公司提供。“移液器,离心机,PCR多孔板,调温混匀仪,PCR超净台”选择苏州胥硕仪器科技有限公司,公司位于:苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室,多年来,胥硕仪器坚持为客户提供好的服务,联系人:朱经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。胥硕仪器期待成为您的长期合作伙伴!