

# 金属分析仪品牌 迈基尔承诺守信 山东金属分析仪

产品名称	金属分析仪品牌 迈基尔承诺守信 山东金属分析仪
公司名称	迈基尔科技（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海高新区华苑产业区海泰华科三路一号楼-1-1306
联系电话	18600709799 18600709799

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：迈基尔科技（天津）有限公司

### 直读光谱仪测球铁零件样

直读光谱仪测球铁零件样，在白口化时，用780 ，保温一段时间(试样厚薄不同)，用水急冷，但有时效果很差，请问如何处理？

- (1)、白口化必须要在融熔态下快速冷却，天津金属分析仪，才能实现。
- (2)、我们是用图章式的取样模具，白口化效果挺好，但没有具体控制温度为多少度。
- (3)、我们是使蘑菇式的，师傅们把铁水浇到样模里。激冷或空冷都行。

分析铸铁光谱仪要用高纯度的气，要求99.998%以上，否则也会造成分析元素的不稳定。达不到要求的要配备气净化器。

分析中低合金钢时S和Mn元素很不稳定，一般是气纯度不高造成的，也不排除仪器其他问题。如火花室积灰，仪器真空度不够、光电倍增管老化等。

直读光谱仪的气速度很快是什么原因？

直读光谱仪的气速度很快是什么原因？

- (1)、检查一下前面板后面两块流量表和一块压力表是否在正常范围内。
- (2)、检查气路各接头是否有漏气。
- (3)、检查快门是否漏气。

直读光谱仪真空泵换油，要注意什么？

停机后，拧开真空泵侧面靠下位置的排油口螺丝放掉旧油（如很脏则需冲洗），拧上排油口螺丝。拧开真空泵顶部靠端部的注油口螺丝，将新油注入即可。（如果冲洗，金属分析仪品牌，则注油的同时不要上排油口螺丝）要注意的是不要从排气口向泵内注油。还得注意一点，就是在换油前必须先放掉真空，山东金属分析仪，否则会使油发生倒吸。

直读光谱仪真空泵换油，金属分析仪价格，要注意什么？

停机后，拧开真空泵侧面靠下位置的排油口螺丝放掉旧油（如很脏则需冲洗），拧上排油口螺丝。拧开真空泵顶部靠端部的注油口螺丝，将新油注入即可。（如果冲洗，则注油的同时不要上排油口螺丝）要注意的是不要从排气口向泵内注油。还得注意一点，就是在换油前必须先放掉真空，否则会使油发生倒吸。

直读光谱仪如何制样？

- (1)、直读光谱仪制样很简单的！要么用车床（有色金属用），要么用磨样机（黑色金属用）。
- (2)、有的钢液取样器，和光谱式样磨光机，也可以用样杯铸模切割后磨光。

金属分析仪品牌-迈基尔承诺守信-山东金属分析仪由迈基尔科技（天津）有限公司提供。“直读光谱仪,油料光谱仪,台式扫描电镜,实验室等离子体清洗机”选择迈基尔科技（天津）有限公司，公司位于：天津市滨海高新区华苑产业区海泰华科三路一号楼-1-1306，多年来，迈基尔坚持为客户提供好的服务，联系人：姜经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。迈基尔期待成为您的长期合作伙伴

