

药品药品柜 手术室液体加温箱

产品名称	药品药品柜 手术室液体加温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	74372.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-创新是现代企业成功的关键。公司能够适应消费者需求的变化，在新产品上进行着不懈的努力。自己独特的方式秉承着严谨、团结、协作的企业精神，以自己优良、和真诚的售后，不断满足广大科研开发域辛勤耕耘者的需求。手术室盐水加温箱 液体恒温柜产品参数：产品型号：FYL-YS-151L 产品种类：恒温产品形式：立式 冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz 温度范围：0-100 外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634 有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg 温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有 报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警 产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W 外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215 有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg 报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,手术室盐水加温箱 液体恒温柜 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200w 外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570 有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg 报警系统：有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

手术室盐水加温箱 液体恒温柜特点优良电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、传感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。产品为单门立式恒温箱，主要成分分为四部分：微电脑智能控制系统，制冷系统，加温系统，显示系统。产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，任意键解除警报声。采用知名优良压缩机，节能；风冷式优良冷凝器，翅片式风冷蒸发qi，制冷迅速。采用知名品牌超压缩机和循环风机组成制冷循环系统，确保箱内温度恒定控制在 4 ± 2 范围内。装置温度记录仪，全过程监测安全系统，双重系统断电记录温度数据。采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。采用圆弧设计，外箱体采用优良钢板，表面静电喷塑处理，箱门为三层真空玻璃，在不影响箱内温度条件下，便于用户观察箱内物品。北京福意集经营销售于一体,经营生化培养箱,微生物培养箱,药品冷藏箱--优良稳定,,人性化设计门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。附件说明：1.随机备品使用说明书，电器元件说明书，保修单，合格证各一份。2.保修范围 产品整机保修一年（除人为损坏）包含所有电器元件。本公司另有各种电热恒温箱，电热恒温干燥箱，加温柜，保温柜，手术室恒温柜，

冰箱，冷藏柜等产品。如您所保存物品带有挥发性气体或者腐蚀物体产生，请您和我们售后人员详细说明。手术室盐水加温箱 液体恒温柜更多型号产品规格参数：产品型号:FYL-YS-151LFYL-YS-281LFYL-YS-431L输入电压:AC220V，50HzAC220V，50HzAC220V，50Hz额定功率:120W160W200w外形尺寸:595×565×860mm595×565×1440mm595×675×1795mm内部尺寸:504×487×634mm504×487×1215mm504×598×1570mm商品容量:150L280L430L商品重量:64KG99KG129KG冷却/加热方式:风冷+发热丝风冷+发热丝风冷+发热丝制冷剂:无氟制冷剂无氟制冷剂无氟制冷剂噪

音:42dB(a)46dB(a)48dB(a)温度显示:LCD数字显示LCD数字显示LCD数字显示分辨率0.1 0.1 0.1 脚

轮:有有有止动底角:外门锁扣:报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警****：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24

响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*241、使用前检查电源，要有良好地线。2、

恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果

或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞

感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。手术室盐水加温箱 液体恒温柜交货期承诺：1、产品

交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别

组织经营、安装，力争满足用户需求FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L

/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-102

8L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-

YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L

/FYL-YS-138L

/FYL-YS-138L