

床头铃 北氧启创

产品名称	床头铃 北氧启创
公司名称	湖北北氧启创医疗设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市汉南区纱帽正街紫阳天玺商住小区（一期）第2幢1层8商号房（24）
联系电话	18171417280 18171417280

产品详情

湖北北氧启创医疗设备有限公司秉承“顾客至上，床头铃，锐意进取”的经营理念。欢迎广大客户惠顾！

护理级别设定：在待机状态按一下特护设定键，对应指示灯点亮表示已进入设定状态，再按一下特护设定按键，对应指示灯熄灭，系统进入待机状态，并将您设定的床位地保存（停电不丢失）。直到您下次重新设定。如果键入一次后1分钟内无新的键入主机将现有设定保存，并恢复到待机状态。

湖北北氧启创医疗设备有限公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念。欢迎广大客户惠顾！

时钟设定：当时钟需要调整时可按一下“时钟设定”键，对应指示灯点亮。万年历从年的高位开始闪亮，此时键入1-10（10代表0）的床位按钮即可，每当设定完一位后下一位又开始闪亮，您可重复上述操作。如果闪亮的某位无需调整，您可按11床按钮，闪亮的转为下一位。所有的位都调好后，再按一下“时钟设定”键，设定结束。如果某一次操作过后1分钟内无新的操作，机器将默认为设定结束，进入待机状态。

湖北北氧启创医疗设备有限公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念。欢迎广大客户惠顾！

病房呼叫系统由安装在病区护士站的呼叫主机和分别设置在病房床头、病房卫生间的呼叫分机、走廊显示屏组成，一旦病房床头或卫生间有人按呼叫按钮，护士站的主机就发出声光报警信号，同时，走廊显示屏同步显示呼位号，护士人员便可以立刻赶往病房处理紧急情况。

床头铃-北氧启创(在线咨询)由湖北北氧启创医疗设备有限公司提供。床头铃-北氧启创(在线咨询)是湖北北氧启创医疗设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：薛总。