

荷兰Artinis CDMAM 4.0模体

产品名称	荷兰Artinis CDMAM 4.0模体
公司名称	北京康高特仪器设备有限公司
价格	3000.00/件
规格参数	品牌:Artinis 型号:CDMAM 4.0 产地:荷兰
公司地址	北京市丰台区汉威国际广场4区2号楼8层北京康高特仪器设备有限公司
联系电话	010-68940148 17695530296

产品详情

荷兰Artinis CDMAM 4.0模体由爱仪器仪表网代理，CDMAM 4.0模体是下一代乳腺机低对比度细节模体，具有改进的规格，具备高精度的生产工艺。现在热卖中，如需购买CDMAM 4.0模体，可通过ai1718.com的客服热线联系我们！

荷兰Artinis CDMAM 4.0模体简介：

Artinis CDMAM 4.0是下一代乳腺机低对比度细节模体，具有改进的规格，具备高精度的生产工艺

CDMAM 4.0模体根据欧洲数字乳房造影术质*保证指南进行了优化

CDMAM 4.0将金箔放置在心理测量曲线的*易感区域中，以准确确定低对比度细节曲线

荷兰Artinis CDMAM 4.0模体特点：

CDMAM 4.0根据欧洲数字乳腺X线摄影质*保证指南进行了优化

CDMAM 4.0金箔被放置在心理测量曲线的*易感区域

CDMAM 4.0基于高精度的生产工艺改进了规格

CDMAM 4.0由客户反馈和客户要求而定制开发

荷兰Artinis CDMAM 4.0模体规格：

CDMAM 4.0 672枚金箔分为21个指数级，直径范围为0.08至2.0毫米

CDMAM 4.0每个单一直径都有其独特的金的优化厚度范围，具有16个不同的厚度级别

CDMAM 4.0 43个额外的参考光盘，用于优化计算机化评分

CDMAM 4.0 0.5毫米抛光铝基（99.5%）

PMMA盖（240 x 162 x 3 mm）

CDMAM 4.0 包括4块PMMA板（10mm 抛光外观，厚度公差 ± 0.1 mm）

CDMAM 4.0 模体 下一代乳房X线造影术低对比度细节模体

厚度从0.012 μ m到2.8 μ m，公差 $\pm 3\%$ （平均 $\pm 2SD$ ）

直径：0.08mm至2.0mm，公差 ± 0.005 mm（平均 $\pm 2SD$ ）

CDMAM分析软件

CDMAM 4.0 Phantom专为自动图像评分而设计

为了分析模体图像，我们开发了基于CDCOM的CDMAM 4.0分析仪软件

CDMAM 4.0分析仪软件根据欧洲指南第4版的补充说明来确定阈值对比厚度

CDMAM分析软件特点:

CDMAM 4.0快速，客观的图像评估

CDMAM 4.0自动生成报表

荷兰Artinis CDMAM 4.0分析仪特点

CDMAM 4.0确定心理测量学曲线

CDMAM 4.0校正得出人类实际读出值

CDMAM 4.0计算对比细节（CD）曲线。

CDMAM 4.0检测不同直径的阈值厚度

收集自动读出软件(CDcom)的结果

荷兰Artinis CDMAM 4.0分析仪介绍：

CDMAM 4.0方法在“欧洲乳腺癌筛查和诊断质量保证指南”的补编中有所描述

CDMAM 4.0每个分析步骤的结果显示在软件中

您可以轻松比较多组图像，并比较其CD曲线，IQFInv评分和检测到的金箔百分比

荷兰Artinis CDMAM 4.0分析仪规格及要求：

图像格式：DICOM标准

需要自由USB端口

运行平台:Windows 7,8,10

与CDMAM 4.0 模体配合使用