

移液器维护 精塞玛 铁岭移液器

产品名称	移液器维护 精塞玛 铁岭移液器
公司名称	南京精塞玛科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北新区星火路20号星火E方1号楼1931（注册地址）
联系电话	18913940286 18913940286

产品详情

需要指出的是：污染是概率事件，没有0%的污染一说。只要你操作，就有可能发生污染，无论怎么注意，多道移液器，都会有环节疏漏，只是概率大小的问题。但是尽可能的把概率降到，那么就有可能在你的试验周期内避免污染。比如，用滤芯的头污染概率是0.1%。那么也就是说，移液器厂家，理论上做一千次独立重复的实验才会发生1次污染，而你的试验周期可能只需要做500次细胞实验，那么，理论上你就可以在你的试验周期内完全安全的避免污染。不用滤芯的头污染的概率是1%，那么理论上你做500次独立的实验，就有可能发生5次污染，那么你的试验周期就会充满不确定性。当然这只是理论而言。具体情况还要具体分析。

单道移液器特点

1. 轻便且设计符合人机工效学
2. 数字视窗，令所设定量程一目了然
3. 量程范围广（0.1ul-5000ul）
4. 使用附件工具，能方便快捷进行校准和维修

多道移液器还具有如下创新特点

- 1.管嘴推出器可同时推出8/12道吸咀，省力
- 2.各种量程的8/12道移液器适用于标准96孔板
- 3.液头可360度旋转，以方便移液

4.每道管嘴连件都有独立的活塞装置，使维修保养十分容易

5.特别的管嘴连件设计，易于观察吸嘴的密封状况

量程的调节在调节量程时，如果要从大体积调为小体积，则按照正常的调节方法，逆时针旋转旋钮即可；但如果要从小体积调为大体积时，则可先顺时针旋转刻度旋钮至超过量程的刻度，再回调至设定体积，这样可以保证量取的度。在该过程中，千万不要将按钮旋出量程，否则会卡住内部机械装置而损坏了移液。

头（吸液嘴）的装配在将头（pipette tips）套上移液时，很多人会使劲地在头盒子上敲几下，这时错误的做法，铁岭移液器，因为这样会导致移液的内部配件（如弹簧）因敲击产生的瞬时撞击力而变得松散，甚至会导致刻度调节旋钮卡住。正确的方法是将移液（器）垂直插入头中，移液器维护，稍微用力左右微微转动即可使其紧密结合。如果是多道（如8道或12道）移液，则可以将移液的道对准个头，然后倾斜地插入，往前后方向摇动即可卡紧。头卡紧的标志是略有超过O型环，并可以看到连接部分形成清晰的密封圈。

移液器维护-精塞玛(在线咨询)-铁岭移液器由南京精塞玛科学仪器有限公司提供。南京精塞玛科学仪器有限公司实力不俗，信誉可靠，在江苏南京的科研仪器仪表等行业积累了大批忠诚的客户。精塞玛带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入**，共创美好未来！