

分体铅衣 铅衣 山东宸禄

产品名称	分体铅衣 铅衣 山东宸禄
公司名称	山东宸禄医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省龙口市黄城车站北冯家工业园
联系电话	15006456390 15006456390

产品详情

铅衣铅当量的解读

市面上的铅衣，铅当量多为前身0.35mmpb和0.5mmpb，后身0.25mmpb，有些客户采购的时候会觉得这个当量够了吗？能很好的防止射线侵害吗？今天宸禄铅衣来解读下这个问题。

铅衣的波长只有0.1埃，这也决定了铅衣的强度，比如说C出了1000个X射线“粒子”，其中830个会被患者吸收，其中20个被影像所接收，分体铅衣，只有150个会通过身体或其他物体的反射影响到医生，本来铅衣强度就比工业中的X射线低很多。0.5铅当量的铅衣还可以阻挡15%X射线中的93%的射线。

透过铅衣的X射线强度就相当于自然界中普遍存在的辐射强度。假如我们将铅当量增加到1铅当量，也只防护了97%左右的X射线，儿童铅衣，这只是多防护了5%的射线，但是铅衣重量可能增加了1倍，特别对于导管室的医生们来说，铅衣，一定不要盲目增加铅衣的铅当量而承受不必要的负担。

铅衣防护服的清洗

铅衣防护服的清洗要求

- 1.超柔软材料的铅衣防护服宸禄会配备一支轻易清洗剂，表面脏了可以用来擦拭
- 2.铅衣的消毒需要用到铅衣消毒柜，臭氧消菌技术
- 3.严禁机洗水洗

4.严禁高温熨烫

5.严禁使用高浓度的酒精擦拭

山东宸禄医疗，主打射线防护产品，包括铅衣，铅围领，铅胶帽，铅手套，铅眼镜，铅衣架，防护屏等。欢迎咨询。

市面上的防护铅衣的防护当量为0.35mmpb/0.5mmpb，0.35mmpb当量的铅防护服比较适合口腔室及拍片室这样射线剂量小一点的，相对0.5mmpb的铅衣要轻一些，0.5mmpb当量的铅防护服比较适合医院的CT室及一些可以接触到射线的高剂量的环境下使用。

0.35铅当量的铅衣重量要比0.5铅当量的轻一些，同时需要对其他重要部位进行防护，柔软铅衣，脖颈处应佩戴铅围领，而头部应佩戴铅胶帽，手部佩戴铅手套，眼睛部位佩戴铅眼镜。也可以针对不同部位的x射线辐射，对其他部位用铅毯进行遮盖防护。

铅防护服的使用寿命一般为4-5年，在铅衣使用完毕后，应采用铅衣架或者铅衣平铺柜存放，不可以经阳光照射，不可以水洗，不可以折叠，妥善的存放可以增长铅衣防护服的使用寿命。

分体铅衣-铅衣-山东宸禄(查看)由山东宸禄医疗器械有限公司提供。山东宸禄医疗器械有限公司位于山东省龙口市黄城车站北冯家工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东宸禄在安全、防护用品加工中享有良好的声誉。山东宸禄取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东宸禄全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司还是从事射线防护服，铅衣，铅胶衣的厂家，欢迎来电咨询。